



# Neuheiten- Offensive

## Aktiv-Rollstühle

küschall® **K-Serie Carbon**  
küschall® **KSL** mit faltbarem Rücken



küschall®  
designed for life

### küschall® **K-Serie Carbon**

- Die bewährte **K-Serie** jetzt auch optional mit 75° Carbon-Vorderrahmen.
- Die Kombination mit vielen weiteren Carbon-Optionen macht die **K-Serie Carbon** zu einem außergewöhnlichen Aktiv-Rollstuhl.
- Leichtigkeit, Leistung und ein einmaliger Look.
- Für hochaktive, anspruchsvolle Nutzer.



### küschall® **KSL** mit faltbarem Rücken

- Der leichteste unter den küschall®-Rollstühlen jetzt auch optional mit abklappbarer und winkelverstellbarer Rückenlehne.
- Optimierte Einstellmöglichkeit und garantiert einen komfortableren Transport.
- Leichtigkeit, Präzision und einmalige Fahrleistung kombiniert mit neuer Kompaktheit.
- Das Nonplusultra für alle, die vorne mit dabei sein wollen!



## Heavy Duty

Starke Produkte für starke Nutzer!

Scooter  
Invacare® **Comet HD**  
Invacare® **Comet Alpine**



### Invacare® **Comet HD**

- Sehr hohe Belastbarkeit bis 220 kg Nutzergewicht. Robust und sicher, auch für starke Nutzer.
- Extra breiter Premium-Sitz (66 cm) mit aufblasbarer Lordosenstütze. Komfortabel und bequem unterwegs.
- Extra starker Antrieb. Leistung mit Sicherheit.
- Einstellbare Spezialfederelemente. Für besten Fahrkomfort auch auf unebenen Strecken.
- Elegantes Design in Anthrazit-Metallic.



### Invacare® **Comet Alpine**

- Sehr hohe Belastbarkeit bis 160 kg Nutzergewicht.
- Extra starker Antrieb. Leistung mit Sicherheit.
- Extra starkes Powermodul. Leistung ohne Überhitzung.
- Elegantes Design in Anthrazit-Metallic.
- Extra hohes Drehmoment. Überwindet mit Leichtigkeit unebenes und hügeliges Gelände.





## Rea™ Azalea® Max

Multifunktions-Rollstuhl

- Sehr hohe Belastbarkeit bis 180 kg Nutzergewicht. Hervorragende Positionierung jetzt auch für starke Nutzer.
- Ausgestattet mit **Dual Stability System (DSS)**. Sichere Balance und gute Manövrierfähigkeit in jeder Position.
- Hervorragende Nutzeranpassung durch Sitzbreiten- und Sitztiefenverstellung.
- Neue, einzigartige Rückenlehne: passt sich optimal an verschiedene Körperproportionen an.



## Invacare® XLT Max

Aktiv-Rollstuhl

- Sehr hohe Belastbarkeit bis 180 kg Nutzergewicht. Einziger Starr-Rahmen Aktiv-Rollstuhl auf dem Markt mit dieser Maximalbelastbarkeit.
- Hohe Konfigurierbarkeit: Extra große Sitzbreiten (bis 60,5 cm) und Sitztiefen (bis 60 cm) kombiniert mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten.
- Extreme Stabilität und Qualität: TÜV- und Crash-Test geprüft.
- Aktiver Lifestyle auch für starke Nutzer!



# Häusliche Pflege

Invacare® H171 / H172 Stileo  
Invacare® Etude Medley 24 V



## Invacare® H171 / H172 Stileo

- Saughaltegriff für das Bad in ansprechendem Design.
- Erhältlich in zwei Größen: 40 cm (**H171 Stileo**) und 50 cm (**H172 Stileo**).
- Vakuumhebel ermöglichen eine einfache und schnelle Montage.
- Ergonomische Form und strukturierte Oberfläche für sicheres Greifen.
- Durch die beiden Sichtfenster mit Indikator kann direkt festgestellt werden, ob der Griff ordnungsgemäß und sicher angebracht ist.
- Ideal für den Freiverkauf!



## Invacare® Etude Medley 24 Volt

Invacare® Etude Medley Select 24 Volt

- Elektronisches Schaltnetzteil im Netzstecker integriert.
- Elektrische Ableitstrommessungen am Pflegebett können entfallen.
- Versorgung am Pflegebett mit 24 V: Kein Elektrosmog und höchste Sicherheit für den Patienten.
- Volle Kompatibilität zu den bisherigen Antriebsmotoren.



Mit integriertem  
Schaltnetzteil