

Invacare® **Pronto™**



- Kleiner, wendiger Elektro-Rollstuhl für den Innenbereich
- Sorgt mit sechs Rädern für ein Optimum an Sicherheit und Stabilität
- Sitz kann per Knopfdruck um 130 mm erhöht werden

**Stabil und einfach**

- Stabiles Sitzen auf gepolstertem Sitz auch über längeren Zeitraum
- Erhöhte Sitzposition erleichtert das Aufstehen und höher gelegene Gegenstände werden besser erreicht
- Sitz um 90° in beide Richtungen drehbar für einfachen Transfer
- Die hochklappbaren Armlehnen sind bei Bedarf komplett abnehmbar

**Außerordentlich wendig**

- Durch Zentralantrieb und kompakte Bauweise ist der Elektro-Rollstuhl auf engstem Raum außerordentlich gut manövrierbar
- Kann sich auf der Stelle drehen
- Sicheres Überwinden von Hindernissen und Schwellen bis 50 mm dank **Sure Step™** Technologie

## SureStep® Technologie



### Kinderleicht zu bedienen

Der **Pronto™** ist einfach zu fahren. Der Bedienhebel wird in die gewünschte Fahrtrichtung gedrückt und im Nu bewegt sich der Rollstuhl dorthin. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich per Knopfdruck einstellen. Auch das Laden der Batterie ist ganz leicht: Einfach den Stecker des Ladegerätes anschließen und schon startet der Ladevorgang.

## Technische Daten

<b>Pronto™</b>	455 - 500 mm	410 - 460 mm	470 - 630 mm	4°	610 mm <sup>1</sup>	680 mm <sup>2</sup> 970 mm	890 - 940 mm
<b>Pronto™</b>	1000 mm	50 mm	9° / 16 %	2 x 30 Ah	2 x 180 W	16 km 6 km/h	
		<b>1/</b> Fahrwerkbreite <b>2/</b> Mit hochgeklappter Fußplatte					
<b>Pronto™</b>	70 kg	136 kg					

## Rahmenfarbe



Perl-Rubinrot