

Praktisch und bewährt



Volle Flexibilität für unterwegs

- Vollständig ausgestattet für die HMV-Versorgung
- Individuelle Anpassung der Handgriffe an den Nutzer
- Großer, stabiler Korb und leicht zu reinigende Ablage
- Pannensichere Bereifung
- Zusätzliche Sicherheit durch fest angebracht Reflektoren
- Belastbarkeit bis 130 kg

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ 1452452 Sitz
- ❷ 1452069 Ergonomischer Handgriff, Paar
- ❸ 1452407 Kunststoff-Ablage
- ❹ 1452068 Bremszug mit Bremsbacke



Merkmale und Optionen



Abnehmbare Kunststoff-Ablage. S*



Vormontierter Stockhalter. S*



Im Lieferumfang enthaltener Korb und Tablett. S*

S* = Serienausstattung
O* = Optional

Technische Daten

Invacare® P452E/3 Banjo	Bestellnummer
Rollator mit pannensicherer Bereifung	1452442
Hilfsmittelverzeichnisnummer	10.50.04.1140
Weiteres	
Sitzhöhe	61 cm
Gewicht (exkl. Zubehör)	9 kg
Belastbarkeit	130 kg
Farbe	Silbergrau

Korb, Tablett, Kunststoff-Ablage, Stockhalter und automatisch verriegelnde Klappsperr sind im Lieferumfang enthalten. Passendes Zubehör finden Sie ab S. 205