

**Einfach stark**

**Perfekt für kräftige Nutzer**



XXL-Funktion mit Dolomite-Anspruch

- Geringes Gewicht UND hohe Stabilität
- Viel Beinfreiheit und optische Kontrolle durch hochklappbaren Sitz
- Leichter Transport durch kleines Faltmaß
- Pannensichere Bereifung
- Automatisch verriegelnde Klappsperr
- Belastbarkeit bis 200 kg

**Auswahl Ersatzteile:**

- ❶ 12609 Rad 200 mm SL II inkl. Radbuchsen, Befestigungsmaterial
- ❷ 12509 Ergonomische Handgriffe, Paar
- ❸ 13464-L/R Bremsgriff inkl. Bremszug, links oder rechts
- ❹ 12721-M Sitz

**Merkmale und Optionen**



Leicht bedienbare Sicherheitsbremse. S\*



Im Lieferumfang enthaltener Rückengurt. S\*



Pannensichere Bereifung. S\*

S\* = Serienausstattung  
O\* = Optional

**Technische Daten**

Bestellnummer	Dolomite <b>Maxi+ 650</b>	Dolomite <b>Maxi+ 550</b>
Rollator mit SL II-Bereifung	12120-37-23	12122-37-23
Hilfsmittelverzeichnisnummer	10.50.04.1152	10.50.04.1153
Weiteres		
Sitzhöhe	65 cm	55,5 cm
Gewicht (exkl. Zubehör)	10,3 kg	9,8 kg
Belastbarkeit	200 kg!	200 kg!
Farbe	Blau	Blau



Rückengurt, Korb, Tablett und automatisch verriegelnde Klappsperr sind im Lieferumfang enthalten. Passendes Zubehör finden Sie ab S. 205