

Die Kombination aus aufwändig geformtem HR-Schaum und elastischem Visco-Schaum kennzeichnet das *Invacare Matrix Vi* Kissen.

Die Konturierung sorgt für eine stabile Position im Beckenbereich, die Beine werden geführt. Die sensiblen Sitzbeinhöcker tauchen gezielt in den Bereich des viskoelastischen Schaumes ein.

Dieses Kissen ist besonders geeignet als Ergänzung zu einem Dekubitus-Behandlungsplan (Stadium I - IV) nach klinischem Urteilsvermögen des behandelnden Arztes / Therapeuten.

Einsatzbereich (unter anderem)

- Cerebralparese
- Schmerzpatienten
- Rückenmarksverletzungen
- Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
- Multiple Sklerose (MS)

Dekubitusrisiko des Nutzers

▶	sehr hoch
	hoch
	erhöht
	normal

Wussten Sie schon?

Im Gegensatz zu Blockschäumen bilden Formschäume bei der Herstellung eine Haut. Die Oberfläche ist dauerhafter und einfacher zu reinigen und die gewünschten Konturen sind um ein Vielfaches präziser.

Zur Korrektur von Beckenfehlstellungen ist ein spezielles Kit optional erhältlich

Eigenschaften

Dreiteilige Schaumstoffkonstruktion:

- Obere Schicht: weicher, elastischer HR-Schaumstoff für optimale Druckverteilung.
- Mittlere Schicht: Viskoelastischer Schaumstoff für die Entlastung der Sitzbeinhöcker
- Untere Schicht: Fester HR-Schaumstoff mit Hüftgelenkschale zur stabilen Hüftpositionierung



Technische Daten

Kissenhöhe vorn / seitlich	Kissenhöhe Beinmulde	Max. Nutzergewicht	Gesamtwegicht	Reinigung Bezug
9,5 / 8 cm	6,5 cm	136 kg	3,4 kg	80°

HMV-Nummer:
11.39.01.1023

Matrix Vi