



- *Invacare® Storm®4 Max* ist speziell für kräftigere Nutzer konzipiert
- Länger gehaltenes Fahrwerk unterstützt den versetzten Schwerpunkt des Körpers und sorgt damit für eine verbesserte Gewichtsverteilung bei gleichbleibender Wendigkeit
- Speziell verstärkte Armlehnen und Beinstützen



## Optionen und Merkmale



### Seitenteile

Die in der Höhe einstellbaren, verstärkten Seitenteile lassen sich flexibel an verschiedenen Positionen montieren. Die Sitzbreite kann über die Seitenteilaufnahmen flexibel und stufenlos um 50 mm pro Seite vergrößert werden.



### Fußbrett

Das winkeleinstellbare, hochklappbare Fußbrett wurde speziell für kräftige Nutzer entwickelt und unterstützt verschiedene Beinpositionen extra stabil und sicher.



### Wadenpolster

Die extra breiten Wadenpolster sind individuell tiefen- und winkeleinstellbar, für eine bestmögliche Unterstützung des Nutzers.