

Bestellung



Bestellformular  
Österreich  
2024

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 · Fax 06232 5535-4

Preise in Euro  
zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Invacare® Alu Lite** CE

Benutzergewicht: **max. 100 kg**

**Grundpreis: 321,00 €**


inkl. Armlehnen und Beinstützen

Kunden-Nr: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

	<b>Gewicht des Patienten =</b>	<b>kg</b>				
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>				<b>€</b>	
	Invacare® Alu Lite				<b>321,00</b>	
	<b>Basisausstattung:</b> Farbe Blau-Metallic, Sitzhöhe 490 mm, Nylon Sitzbespannung gepolstert, faltbarer Rücken, Rückenhöhe 450 mm, Nylon Rücken gepolstert, Armlehnen gepolstert lang, feste Schiebegriffe, 80° Beinstützenoberteile nach außen abschwenkbar und abnehmbar, hochklappbare Fußplatten, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1", Hinterräder 12" x 2" Vollgummibereifung, Bremse für Begleitperson mit Feststellfunktion, Beckengurt					

**VARIANTENMATRIX**

	Sitzbreite	Sitztiefe	Art.-Nr.	Anzahl		
<b>Alu Lite</b>	405 mm	430 mm	1517737			
	455 mm	430 mm	1517738			
<b>Summe</b>						

**BEMERKUNGEN**