

Das *Invacare Flo-tech Lite* Kissen hat eine feine Kontur. Der Nutzer erfährt eine verbesserte Druckverteilung und Sitzstabilität im Vergleich zu einem flachen Kissen.

## Einsatzbereich (unter anderem)

- Neurologie
- Geriatrie

## Eigenschaften

- Konturierung und Waffelstruktur reduzieren die Scherkräfte
- Dreidimensionale Kontur verbessert die Sitzhaltung

## Dekubitusrisiko des Nutzers

sehr hoch
hoch
erhöht
normal

## Wussten Sie schon?

Im Gegensatz zu Blockschäumen bilden Formschäume bei der Herstellung eine Haut. Die Oberfläche ist dauerhafter und einfacher zu reinigen.



## Technische Daten

Gesamthöhe	Gesamtgewicht	Max. Nutzergewicht	Reinigung Bezug
 78 mm	 1,5 kg	 127 kg	 80°

Flo-tech® Lite

HMV-Nummer: 11.39.01.2010