



e-fix®



- Standard
- Optionsfeld

Pflicht-Felder: ¹⁾
Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

- BESTELLUNG
- KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsadresse (Stempel oder leserlich ausfüllen) Kd.-Nr. _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Auftragsart

- Selbstanbau ²⁾ (bitte Abschnitt „Angaben zum Rollstuhl“ vollständig ausfüllen!)
- Anbau bei Alber im Werk 1466650 **200,00 EUR**

Versandart Standard 0,00 EUR

Kommission _____

- e-fix E35** 1566180 **6.390,00 EUR**
- Standard Antriebsräder (für Personengewicht von 120 kg) 0,00 EUR
 - Größe Antriebsrad ⁴⁾ 22" 24"
- Akku-Pack 5,85 Ah 0,00 EUR
- Akku-Pack 7,5 Ah 1566182 160,00 EUR

- e-fix E36** 1566181 **6.990,00 EUR**
- Verstärkte Antriebsräder (für Personengewicht von 160 kg) 0,00 EUR
 - Größe Antriebsrad ⁴⁾ 24"
- Akku-Pack 7,5 Ah 0,00 EUR

Angaben zum Rollstuhl

Rollstuhlhersteller (z. B. Küschall) _____

Modell (z. B. Champion) _____

Baujahr _____


Variante (z. B. Hemi) _____


Trommelbremsen ⁵⁾ Ja Nein
↳ Achtung: Trommelbremsen müssen entfernt werden!


- Kfz-Rückhaltesystem vorhanden (bitte Rücksprache mit Alber Kundenservice)
- Radstandsverlängerung vorhanden

Vorhandene Radposition

- 1 = hinten
- 2 = mittig
- 3 = vorne




Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen) _____ cm


Sitzhöhe(hinten, Unterkante Bespannung gemessen) _____ cm


Anbau Bediengerät Links (statt rechts) Rechts
 Rechts und Links (umsteckbar) 1457739 **66,00 EUR**

! Wichtiges Zubehör

- Halterung zur Montage am Rollstuhl 1467178 249,00 EUR
- Kippstützen mit Aufbockfunktion 1593206 (Paar) 265,00 EUR

Anbau Bediengerätehalterung

- Rahmenrohr
- Seitenteil/Armauflage
- Ausführung _____

Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

e-fix®



2

- Standard
 Optionsfeld

Zubehör Bediengerät

Allgemein

<input type="checkbox"/> Mobility Plus Package	1591926	294,11 EUR
<input type="checkbox"/> Schwenkarm	1593361	262,00 EUR
<input type="checkbox"/> Schutzbügel	1565836	48,00 EUR
<input type="checkbox"/> Schlüssel Wegfahrsperr	1456776	18,00 EUR
<input type="checkbox"/> Programmierschlüssel (Rot)	1565835	16,00 EUR
<input type="checkbox"/> Sticker Set "Kids"	1594608	35,00 EUR

Joystickaufsatz

<input type="checkbox"/> Aufsatz Spezial Ø 40 mm	1565669	22,50 EUR
<input type="checkbox"/> Aufsatz Soft Ø 70 mm	1566196	24,50 EUR
<input type="checkbox"/> Aufsatz Tetragabel	1591586	84,00 EUR

Bedienhilfe Geschwindigkeitsvorwahl

<input type="checkbox"/> Aufsatz, vergrößert	1566197	36,00 EUR
--	---------	-----------

Montage Bediengerät

Halterung Bediengerät als Begleitsteuerung (nur bei Rollstuhl mit geeigneten Schiebegriffen)

<input type="checkbox"/> Rechts	1457754	122,00 EUR
<input type="checkbox"/> Links	1457755	122,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Schiebegriff <input type="checkbox"/> Schiebestange	 mm

Halterung Bediengerät für vorhandenen Therapietisch (Bediengerät herausnehmbar)

<input type="checkbox"/> Einbaurahmen Therapietisch	1566206	140,00 EUR
---	---------	------------

Therapietisch inkl. Halterung Bediengerät (Bediengerät mittig eingebaut)

<input type="checkbox"/> Für SB 38–46 cm	1566207	240,00 EUR
<input type="checkbox"/> Für SB 46–54 cm	1566208	240,00 EUR

Intuitive Begleitsteuerung

<input type="checkbox"/> Bedieneinheit intuitive Begleitsteuerung	1566165	475,00 EUR
<input type="checkbox"/> Adapterkabel intuitive Begleitsteuerung (in Verbindung mit Bedieneinheit 0,00 EUR)	1566177	89,00 EUR
<input type="checkbox"/> Montagebügel Adapterkabel (für Rollstühle mit geschlossenem Rücken empfohlen)	1566472	21,00 EUR
<input type="checkbox"/> Zusatzgriff intuitive Begleitsteuerung (zur optimalen Bedienung empfohlen)	1467804	51,45 EUR
<input type="checkbox"/> Halterung intuitive Begleitsteuerung (in Verbindung mit Neugerät 0,00 EUR)	1489217 (Paar)	136,00 EUR

Zubehör Akku-Pack

<input type="checkbox"/> Wechselakku 5,85 Ah (216 Wh)	1565639	489,00 EUR
<input type="checkbox"/> Wechselakku 7,5 Ah (270 Wh)	1566153	636,00 EUR
<input type="checkbox"/> Transporttasche für Wechselakku (in Verbindung mit Wechselakku 0,00 EUR)	1566168	52,00 EUR
<input type="checkbox"/> Befestigungsset für Transporttasche	1566169	18,00 EUR
<input type="checkbox"/> Montageset Akku an Kreuzstrebe	1566164	170,00 EUR
<input type="checkbox"/> Montageset Akku an Querrohr	1566163	140,00 EUR

Zubehör Antriebsrad

Speichenschutz

<input type="checkbox"/> 22" Rad, Dekor „Alber“	1566201	(Paar) 119,00 EUR
<input type="checkbox"/> 22" Rad unbedruckt	1566203	(Paar) 119,00 EUR
<input type="checkbox"/> 24" Rad, Dekor „Alber“	1566670	(Paar) 119,00 EUR
<input type="checkbox"/> 24" Rad unbedruckt	1566666	(Paar) 119,00 EUR
<input type="checkbox"/> 22" Speichenschutz inkl. Sticker Set „Kids“	1594609	(Paar) 135,00 EUR
<input type="checkbox"/> 24" Speichenschutz inkl. Sticker Set „Kids“	1594607	(Paar) 135,00 EUR

Bedienhilfe Antriebsrad

<input type="checkbox"/> Set für ein Antriebsrad	1566179	(Stück) 97,00 EUR
<input type="checkbox"/> Set für zwei Antriebsräder	1566178	(Paar) 189,00 EUR

Achsumbau der manuellen Räder ^{4) 5)} (kompatibel mit e-fix Halterung)

<input type="checkbox"/> Umbau Steckachsen auf Ø 1/2"	1521191	(Paar) 85,00 EUR (Umbau Trommelbremse nicht möglich, Preis kann in Einzelfällen abweichen)
---	---------	---

Manuelle Räder ^{4) 5)} (kompatibel zu e-fix, komplett)

<input type="checkbox"/> Rad-Set 22" x 1 3/8" inkl. 1/2" Steckachsen	1520119	(Paar) 155,00 EUR
<input type="checkbox"/> Rad-Set 24" x 1 3/8" inkl. 1/2" Steckachsen	1520072	(Paar) 155,00 EUR

Sonstiges

<input type="checkbox"/> Externe Ladebuchse (inkl. Clip)	1566177	89,00 EUR
<input type="checkbox"/> Opti-Box (Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Funktionen)	1566184	286,00 EUR
<input type="checkbox"/> Halterung Opti-Box	1591597	40,00 EUR
<input type="checkbox"/> Externer Ein/Aus-Schalter (Buddy Button) (nur in Verbindung mit Opti-Box)	1467958	96,00 EUR
<input type="checkbox"/> Speed-Stop/Speed-Limit-Schalter (notwendig zur Kombination von e-fix mit Aufsteh-/Liftstühlen, nur in Verbindung mit Opti-Box)	1467698	61,00 EUR
<input type="checkbox"/> Bremsverbreiterungssatz (je nach Rollstuhltyp erforderlich)	1467780	22,00 EUR

Datum / / Unterschrift Besteller

Stand 01.01.2024. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inklusive Verpackung, ab Werk. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alber GmbH, Änderungen vorbehalten.

- Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir ALLE Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
- Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbauschulung) verschickt werden.
- Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an Alber senden.
- Falls die manuellen Räder in Kombination mit e-fix verwendet werden, müssen diese mit 1/2" Steckachsen, ohne Trommelbremsen und Bereifung der Größe 1 3/8" ausgerüstet sein.
- Evtl. vorhandene Trommelbremsen müssen abmontiert werden, da nicht kompatibel mit e-fix Antriebsrädern. Einsatz von Standard-Hebelbremsen vorgeschrieben.