

- Standard
 Optionsfeld

Pflicht-Felder: ¹⁾
 Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

- BESTELLUNG
 KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsadresse (Stempel oder leserlich ausfüllen) Kd.-Nr. _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Auftragsart

- Selbstanbau ²⁾ (bitte Abschnitt „Angaben zum Rollstuhl“ vollständig ausfüllen!)
 Anbau bei Alber im Werk ³⁾ 1457810 100,00 EUR

e-motion M15 ECS 1490998 **5.650,00 EUR**
HMV-Nr. 18.99.08.1014

Entfall ECS / ohne Fernbedienung 1520194 abzgl. 500,00 EUR
- Fahrstufen nicht umschaltbar
 - Rückrollverzögerung nicht aktivierbar

Größe Antriebsrad ⁴⁾ 22" 24"

Versandart Standard 0,00 EUR
 Express 1466710 auf Anfrage

Kommission _____

Angaben zum Rollstuhl

Rollstuhlhersteller (z. B. Meyra) _____

Modell (z. B. Eurochair, 1.850) _____

Baujahr _____

Variante (z. B. Hemi) _____


Trommelbremsen ⁵⁾ Ja Nein
↳ Achtung: Trommelbremsen müssen entfernt werden!

Kfz-Rückhaltesystem vorhanden (bitte Rücksprache mit Alber Kundenservice)

Radstandsverlängerung vorhanden

Vorhandene Radposition

- 1 = hinten
 2 = mittig
 3 = vorne



cm
 Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen)

cm
 Sitzhöhe (hinten, Unterkante Bespannung gemessen)

Links (statt rechts) Rechts
 Anbau für Halterung Fernbedienung (Option)

Radsturz (falls möglich)

- 0°
 3°

! Wichtiges Zubehör

Halterung zur Montage am Rollstuhl 1467178 210,00 EUR

Kippstützen mit Aufbockfunktion 1489214 (Paar) 262,00 EUR

Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

.....

Standard

Pflicht-Felder: ¹⁾

Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

Optionsfeld

Greifreifen

- Edelstahl 0,00 EUR
- Greifreifenbeschichtung Tetra 1457829 (Paar) 175,00 EUR
(nur in 24" erhältlich)

Bereifung

- Luftbereifung mit Pannenschutz-Einlage 0,00 EUR
- Pannensichere Bereifung 24" 1466806 (Paar) 117,30 EUR

Zubehör

- Halterung für Fernbedienung zur Montage am Rollstuhl 1490821 142,00 EUR
- Bremsverbreiterungssatz 1467780 (Paar) 22,00 EUR
(je nach Rollstuhltyp erforderlich, um die Feststellbremse auf die e-motion Räder anzupassen. Info durch unseren Kundenservice Telefon 0800 9096999)

Greifreifenüberzug (nachrüstbar)

- 24" 1456273 (Paar) 122,00 EUR
- 22" 1456301 (Paar) 122,00 EUR

Speichenschutz

- 24" bedruckt 1490973 (Paar) 137,70 EUR
- 22" bedruckt 1490975 (Paar) 137,70 EUR
- 24" unbedruckt 1521389 (Paar) 137,70 EUR

Achsumbau manuelle Räder ^{4) 5)} (Kompatibel mit e-motion Rädern)

- Umbau manuelle Räder auf ½" Steckachse 1565005 (Paar) 85,00 EUR*

(Räder mit Trommelbremsen nicht möglich) *kann in Einzelfällen abweichen

Datum / / Unterschrift Besteller

Stand 01.01.2018. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inklusive Verpackung, ab Werk. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Invacare Austria GmbH, Änderungen vorbehalten.

- Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir ALLE Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
- Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbauschulung) verschickt werden.
- Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an Alber senden.
- Falls die manuellen Räder in Kombination mit e-motion verwendet werden, müssen diese mit ½" Steckachsen, ohne Trommelbremsen und Bereifung der Größe 1" ausgerüstet sein.
- Evtl. vorhandene Trommelbremsen müssen abmontiert werden, da nicht kompatibel mit e-motion Antriebsrädern. Einsatz von Standard-Hebelbremsen vorgeschrieben.

