

Invacare® **Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup>** **CE**

Benutzergewicht: **max. 80 kg**

**Grundpreis: 1.236,00 €**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_


Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€	
CNC0025		Invacare® Action <sup>®3</sup> Junior <sup>®</sup> Evolution	1.236,00	
CNCSPEC		Invacare® Action <sup>®3</sup> Junior <sup>®</sup> Evolution Sonderbau-Ausführung	auf Anfrage	
<b>ANTRIEBSVERSION</b>				
CNC0100		Greifreifenantrieb	◆	
<b>SITZ</b>				
<b>SITZBREITE</b>				
CNC0140		205 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>	○	
CNC0141		230 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>	○	
CNC0142		255 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>	○	
CNC0143		280 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>	○	
CNC0150		305 mm <sup>2)</sup>	◆	
CNC0151		330 mm <sup>3)</sup>	○	
CNC0152		355 mm <sup>3)</sup>	○	
CNC0153		380 mm <sup>3)</sup>	○	
<b>Mögliche SB-ST-Kombinationen</b>				
<b>Sitzbreite in mm</b>	<b>Sitztiefe in mm</b>			
	200-250	250-300	300-350	275-325
	325-375			
205	✓	✓	✓	✗
230	✓	✓	✓	✗
255	✓	✓	✓	✗
280	✓	✓	✓	✗
305	✗	✗	✗	✓
330	✗	✗	✗	✓
355	✗	✗	✗	✓
380	✗	✗	✗	✓
1) NC: anpassbare Rückenbespannung, Beinstützenoberteile 30° Abduktion, Beinstützenoberteile winkelverstellbar, Transferkit				
2) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar inkl. Wadenplatte				
3) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar ohne Wadenplatte				
<b>SITZTIEFE</b>				
CNC0160	Sitztiefe einstellbar, 200 - 250 mm (voreingestellt auf 230 mm) (NC: 22" Hinterräder)			○
CNC0161	Sitztiefe einstellbar, 250 - 300 mm (voreingestellt auf 280 mm)			○
CNC0162	Sitztiefe einstellbar, 300 - 350 mm (voreingestellt auf 330 mm)			○
CNC0170	Sitztiefe einstellbar, 275 - 325 mm (voreingestellt auf 300 mm)			◆
CNC0171	Sitztiefe einstellbar, 325 - 375 mm (voreingestellt auf 350 mm)			○
<b>SITZHÖHE</b>				
CNC0260	460 mm			◆
CNC0270	435 mm			○
CNC0280	410 mm (NC: Transferkit, Ankipphilfe)			○
<b>SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG</b>				
CNC0335	Nylon mit Klettstreifen, anpassbar			◆
<b>SITZKISSEN</b>				
CNC0362	Sitzkissen MSS (Essential Junior)			92,00



<b>RÜCKEN</b>			
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>			
CNC0380	Fester Rücken 7° Lumbalnack, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)		◆
CNC0390	Winkleinstellbarer Rücken 0/30° (Rastergelenk), Rückenhöhe 350/370/390/410/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm) (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)		348,00
CNC0395	Winkleinstellbarer Rücken 0/30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 400 mm (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)		473,00
CNC0400	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)		174,00
CNC0420	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 400 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe (100 mm) (NC: Rückenverlängerung)		205,00
CNC0425	Fester Rücken 7° Lumbalnack, Rückenhöhe 400 mm (mit 0475), 430 mm (mit 0480), höhenverstellbare Schiebegriffe (150 mm) (NC: Rückenverlängerung)		106,00
<b>RÜCKENPOLSTERAUSFÜHRUNG</b>			
CNC0475	Rückenbezug Nylon, breiten- und höhenverstellbar		◆
CNC0480	Anpassbare Rückenbespannung (NC: Rückenverlängerung)		92,00
<b>BEINSTÜTZEN inkl. einstellbarem Fersenband</b>			
<b>BEINSTÜTZENOBerteil RECHTS</b>			
CNC0505	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwenkbar, rechts (UL 125 - 260 mm)		○
CNC0510	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteile 80° Abduktion)		◆
CNC0511	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° lang mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)		50,00
CNC0512	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° Abduktion 30°)		○
CNC0513	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° kurz mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)		50,00
CNC0520	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		106,00
CNC0530	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		81,00
<b>BEINSTÜTZENOBerteil LINKS</b>			
CNC0555	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwenkbar, links (UL 125 - 260 mm)		○
CNC0560	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 220 - 320 mm)		◆
CNC0561	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 220 - 320 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)		50,00
CNC0562	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 300 - 450 mm)		○
CNC0563	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 300 - 450 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)		50,00
CNC0570	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		106,00
CNC0580	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		81,00
<b>FUSSPLATTE RECHTS</b>			
CNC0600	Fußplatte, hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		◆
CNC0605	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar rechts		40,00
CNC0610	Fußplatte, winkleinstellbar und hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		30,00



CNC0611	Einteiliges Fußbrett (nur mit Beinstützenoberenteil 90°, Beinstützenoberenteil 80° kurz/lang ohne Abduktion, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		201,00	 0611
<b>FUSSPLATTE LINKS</b>				
CNC0620	Fußplatte, hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		◆	
CNC0625	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar links		40,00	
CNC0630	Fußplatte, winkeleinstellbar und hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		30,00	
<b>SEITENLEHNEN</b>				
<b>SEITENLEHNE RECHTS</b>				
CNC0640	Armlehne (Nr.1), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	  0640 / 0740    0645 / 0745
CNC0645	Armlehne (Nr.1), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0650	Radspritzschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		61,00	
CNC0655	Kleiderschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
<b>SEITENLEHNE LINKS</b>				
CNC0740	Armlehne (Nr.1), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	  0650 / 0750    0655 / 0755
CNC0745	Armlehne (Nr.1), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0750	Radspritzschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		61,00	
CNC0755	Kleiderschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
<b>SITZUBEHÖR</b>				
CNC0855	Rückenverlängerung (230 mm) (NC: Kopfstützen)		123,00	   0855    0860    0881
CNC0860	Kopfstütze Standard, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		256,00	
CNC0865	Kopfstütze rund, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		256,00	
CNC0880	Einstellbares Wadenband		20,00	
CNC0881	Kit zur Frontstabilisierung (bereits im Lieferumfang enthalten bei SB 205 - 280 mm)		○	
CNC0875	Bodypoint Fußpositionierung Ankle Huggers <sup>®</sup> (Paar), Größe S		184,00	
CNC0886	Optimierungskit für Fußplattenverstellung		20,00	
CNC0910	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		○	
CNC0881				
<b>RAHMENFARBEN</b>				
CNC0952	Perlweiß		○	
CNC0953	Schwarz-Matt		○	
CNC0954	Rot-Matt		◆	
CNC0955	Gelb		○	
CNC0956	Polarblau		○	
CNC0957	Pink		○	
<b>VORDERRÄDER</b>				
CNC0999	5" x 1" pannensicher, Schwarz		◆	   0999    1001    1007
CNC1001	5" x 1" pannensicher, leuchtend		30,00	
CNC1007	5" x 1 3/4" pannensicher, Schwarz		○	
<b>HINTERRÄDER</b>				
<b>HINTERRADGRÖSSE</b>				
CNC1020	20" (nur mit Hinterradausführung verstärkt)		○	
CNC1030	22" (NC: Hinterradausführung verstärkt)		◆	
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>				
CNC1040	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen)		◆	  1120    1130
CNC1045	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		153,00	
CNC1050	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		○	
<b>HINTERRADBEREIFUNG</b>				
CNC1120	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	

CNCI130	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
<b>GREIFREIFEN</b>			
CNCI140	Greifreifen Aluminium eloxiert		◆
<b>HINTERRADACHSE</b>			
CNCI180	Steckachse		◆
<b>RADSTAND</b>			
CNCI190	Standard Hinterradposition		◆
CNCI195	Medium Hinterradposition (2.Position von vorne)		○
CNCI200	Passive Hinterradposition (3.Position von vorne)		○
CNCI201	Doppelte Radstandsverlängerung (bis 60/85 mm hinter Schwerpunkt) (nur mit Druckbremse) (NC: Transferkit)		102,00
<b>SPEICHENSCHUTZ</b>			
CNCI253	Speichenschutz „Transparent“		123,00
CNCI254	Speichenschutz „Pixel“		143,00
CNCI255	Speichenschutz „Schneeflocken“		143,00
CNCI256	Speicherschutz „Individuell gestaltbar“		164,00
<b>BREMSEN</b>			
CNCI270	Druckbremse		◆
CNCI275	Ziehbremse		26,00
CNCI280	Trommelbremse für Begleitperson (inkl. Druckbremse) (NC: Schiebegriffe winkelverstellbar)		225,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>			
CNCI360	Beckengurt mit Schnappverschluss		28,00
CNCI370	Anti-Kipp, Paar; inkl. Ankipphilfe		85,00
CNCI375	Transferkit (4" Zusatzräder für enge Durchgänge)		61,00
CNCI380	Passive Beleuchtung (Reflektoren)		◆
CNCI390	Bremshebelverlängerung, Paar		28,00
<b>ZUBEHÖR</b>			
CNCI426	Schiebegriffe, winkelverstellbar		184,00
CNCI430	Ankipphilfe rechts		15,00
CNCI440	Ankipphilfe links		15,00
<b>ZUBEHÖR</b>			
CNCI471	Therapietisch transparent, nach rechts abschwenkbar		359,00
CNCI472	Therapietisch transparent, nach links abschwenkbar		359,00
	<b>Summe</b>		

**BEMERKUNGEN**