

Rea® Azalea® Assist



HMV-Nr.: 18.50.01.3004  
Benutzergewicht: max. 135 kg

Grundpreis: 3.359,00 €







Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:


Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten =	kg	€	
BNB0012	Rea® Azalea® Assist		3.359,00	
BNB8000	Sonderbau		auf Anfrage	
<b>ANTRIEBSVERSION</b>				
BNB0020	16" Transiträder inkl. Trommelbremse		◆	
<b>SITZ</b>				
<b>SITZBREITE</b>				
BNB0040	390 mm (- 20 mm als Option)		○	
BNB0050	440 mm (- 20 mm als Option)		◆	
BNB0060	490 mm (- 20 mm als Option) (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)		○	
<b>SITZBREITENVERSTELLUNG</b>				
BNB0065	Sitzbreitenverstellung + 50 mm		○	
BNB0075	Sitzbreitenverstellung + 100 mm		◆	
BNB0085	ohne Sitzbreitenverstellung		○	
<b>SITZTIEFE</b>				
BNB0100	430 - 500 mm		◆	
<b>SITZHÖHE</b>				
BNB0120	450 mm		◆	
<b>SITZWINKEL</b>				
BNB0127	Negativer Sitzwinkel -1° bis +23° (Std. +1° bis +24°) (NC: elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung)		○	
<b>SITZTYP</b>				
BNB0130	Tiefenverstellbar		◆	
BNB0140	Gleitsitz, manuell in der Tiefe verstellbar; erhöht die Sitzhöhe um ca. 35 mm (als Transferhilfe) (NC: Abduktionskeil)		144,00	
<b>SITZKISSEN</b>				
BNB0165	Sitzkissen <b>Flo-Shape</b>		◆	
BNB0180	Ohne Sitzkissen (nur Sitzplatte)		- 25,00	
<b>Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.</b>				
<b>SITZPOLSTERUNG (nur bei der Wahl von Sitzkissen Flo-Shape)</b>				
BNB0191	Schwarz Velours		○	
BNB0201	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆	
BNB0202	Schwarz atmungsaktiv		○	
<b>RÜCKEN FLEX III</b>				
<b>RÜCKENBREITENERWEITERUNG</b>				
BNB0205	+ 50 mm		○	
BNB0206	+ 100 mm (NC: Ergorücken)		○	
BNB0207	Ohne Rückenbreitenerweiterung		◆	
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>				
BNB0210	Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze, laterale Positionierungspads)		◆	


BNB0220	Ergorücken, anpassbar und umdrehbar, Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze)		270,00																																			
<b>INVACARE MATRX POSITIONIERUNGSRÜCKEN</b>																																						
<b>NC für alle Invacare® Matrx Positionierungsrücken:</b> Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile																																						
BNB0221	Invacare® <b>Matrx Elite E2</b> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		725,00																																			
BNB0223	Invacare® <b>Matrx Elite E2 Deep</b> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		877,00																																			
BNB0225	Invacare® <b>Matrx PB</b> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt (NC: Invacare Matrx Rückenhöhe 460 mm)		725,00																																			
<b>BEI WAHL EINES Invacare® Matrx -POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:</b>																																						
BNB0233	410 mm		<input type="radio"/>																																			
BNB0235	460 mm		<input type="radio"/>																																			
BNB0234	510 mm		<input type="radio"/>																																			
<b>BEI WAHL EINES Invacare® Matrx Elite E2 / E2 Deep POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN:</b> (Bitte nebenstehende Tabelle beachten)																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sitzbreite in mm</th> <th colspan="5">Rückenbreite Invacare Matrx Rücken</th> </tr> <tr> <th></th> <th>380</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> <th>480</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>x</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>490</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>			Sitzbreite in mm	Rückenbreite Invacare Matrx Rücken						380	410	430	460	480	510	390	✓	✓	x	x	x	x	440	x	✓	✓	✓	x	x	490	x	x	x	✓	✓	✓
Sitzbreite in mm	Rückenbreite Invacare Matrx Rücken																																					
	380	410	430	460	480	510																																
390	✓	✓	x	x	x	x																																
440	x	✓	✓	✓	x	x																																
490	x	x	x	✓	✓	✓																																
BNB0241	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		<input type="radio"/>																																			
BNB0242	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		<input type="radio"/>																																			
BNB0243	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		<input type="radio"/>																																			
BNB0244	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		<input type="radio"/>																																			
BNB0245	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		<input type="radio"/>																																			
BNB0246	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		<input type="radio"/>																																			
BNB0247	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		<input type="radio"/>																																			
<b>RÜCKENBEZUG / KISSEN</b>																																						
BNB0240	Überzug für Ergorücken		<input type="radio"/>																																			
BNB0250	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung) (NC: laterale Positionierungspads)		◆																																			
BNB0260	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung) (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, laterale Positionierungspads, Seitenpelotten Standard)		205,00																																			
BNB0270	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterunterstützung) (NC: laterale Positionierungspads)		205,00																																			
BNB0300	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-35,00																																			
BNB0305	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)		<input type="radio"/>																																			
<b>RÜCKENPOLSTERUNG</b>																																						
BNB0311	Schwarz Velours		<input type="radio"/>																																			
BNB0321	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆																																			
BNB0322	Schwarz, atmungsaktiv		<input type="radio"/>																																			
<b>SCHIEBEGRIFFE</b>																																						
BNB0335	Schiebegriffe mit Bügel		◆																																			
BNB0343	Schiebegriffe mit Bügel, inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze		50,00																																			
BNB0345	Schiebebügel, winkeleinstellbar (NC: Anbauhalterung Viamobil und Viamobil Plus)		205,00																																			
<b>SITZEINHEIT</b>																																						
<b>SITZ- UND RÜCKENVERSTELLUNG</b>																																						
BNB0350	Rücken- und Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)		◆																																			
BNB0360	Elektrische Sitz- und Rückenverstellung (NC: Anbauhalterung Viamobil und Viamobil Plus)		718,00																																			
<b>VERRIEGELUNG</b>																																						
BNB1263	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung über Gasdruckfeder		<input type="radio"/>																																			
<b>BEINSTÜTZE / FUSSPLATTE</b>																																						
<b>ZENTRALE BEINSTÜTZE</b>																																						
BNB0370	Einteilige Beinstütze mit Wadenplatte und Fußplatten (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, Schutzbezug für Fußauflagen, Wadenband gepolstert, Bodypoint Ankle Huggers, Abduktionskeil, Klinik-Kit, Set mit Schnellverschlusschrauben)		256,00																																			

<b>BEINSTÜTZENAUFNAHME</b>			
BNB0375	Niedrig, Standard		◆
BNB0376	Hoch, für lange Beinlängen		○
BNB0378	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteil 80°, Amputationsbeinstütze)		○
<b>BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS</b>			
BNB0380	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr; Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆
BNB0390	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwinkbar, links - Alu 2003		○
BNB0410	Amputationsbeinstütze, links		155,00
BNB0420	Ohne Beinstütze, links		- 45,00
<b>BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS</b>			
BNB0430	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, rechts (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr; Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆
BNB0440	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwinkbar, rechts - Alu 2003		○
BNB0460	Amputationsbeinstütze, rechts		155,00
BNB0470	Ohne Beinstütze, rechts		- 45,00
<b>EINTEILIGES FUSSBRETT (NC: BODYPOINT ANKLE HUGGERS)</b>			
BNB0475	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, kurzes Einsteckrohr		195,00
BNB0476	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefeneinstellbar, langes Einsteckrohr		195,00
<b>FUSSKASTEN, GEPOLSTERT</b>			
BNB0477	Fußkasten gepolstert, kurze Einsteckrohre (NC: Wadenband gepolstert, Wadenband für einteiliges Fußbrett, Bodypoint Ankle Huggers)		864,00
<b>FUSSPLATTEN LINKS</b>			
BNB0480	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆
BNB0490	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm)		40,00
BNB0510	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 410 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○
BNB0520	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm)		40,00
<b>FUSSPLATTEN RECHTS</b>			
BNB0540	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆
BNB0550	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm)		40,00
BNB0570	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○
BNB0580	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm)		40,00
<b>ARMLEHNEN</b>			
<b>ARMLEHNEN LINKS</b>			
BNB0600	Höhenverstellbare Armlehne, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		36,00
BNB0605	Höhenverstellbare Armlehne, links, breites Polster (NC: halbseitiger Therapietisch links)		36,00
BNB0606	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links,)		◆
BNB0607	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch)		102,00
BNB0610	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, links (SB - 20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		71,00
BNB0615	Hemi-Armauflage, links (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		229,00
BNB0620	Ohne Armlehne, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		- 35,00




0380/0430

0390/0440



0475/0476

0410 / 0460



0477




Fußplatte fest




Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberteil



Fußplatte verstellbar für hochschwenkbares Beinstützenoberteil



0600 / 0630



0605 / 0635




0610 / 0640



0606/0636

<b>ARMLEHNEN RECHTS</b>		
BNB0630	Höhenverstellbare Armlehne, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	36,00
BNB0635	Höhenverstellbare Armlehne, rechts, breites Polster (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	36,00
BNB0636	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch)	◆
BNB0637	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, rechts (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch)	102,00
BNB0640	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, rechts (SB – 20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	71,00
BNB0645	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	229,00
BNB0650	Ohne Armlehne, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	– 35,00
<b>ARMLEHNENZUBEHÖR</b>		
BNB0680	Seitenteilbezug	◆
BNB0690	Innenkissen für Seitenteilbezug	33,00
<b>POSITIONIERUNGSOPTIONEN</b>		
BNB0710	Inkontinenzbezug	45,00
BNB0720	Abduktionskeil	133,00
<b>KOPFSTÜTZEN</b>		
BNB0730	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung) (NC: MatrX Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)	102,00
BNB0750	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung) (NC: MatrX Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)	149,00
BNB0731	Invacare MatrX Elan Standard-Polster (260 mm)	195,00
BNB0732	Invacare MatrX Elan Standard-Polster (360 mm)	195,00
BNB0733	Invacare MatrX Elan Nacken-Polster (230 mm)	205,00
BNB0734	Invacare MatrX Elan Nacken-Polster (310 mm)	205,00
BNB0735	Invacare MatrX Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)	399,00
BNB0736	Invacare MatrX Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)	399,00
<b>HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRX KOPFSTÜTZENPOLSTER</b>		
BNB0742	Invacare MatrX Elan Montagematerial	299,00
BNB0744	Invacare MatrX Elan erweitertes Montagematerial (mit zusätzlichem Gelenk)	349,00
BNB0746	Invacare MatrX Loxx Montagematerial	229,00
<b>KOPFSTÜTZENZUBEHÖR</b>		
BNB0740	Hygienebezug für Kopfstütze ohne Kinnunterstützung	36,00
BNB0770	Nackensterze einstellbar (NC: MatrX Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)	◆
BNB0790	Klinik-Kit für Kopfstützen	○
<b>RÜCKENZUBEHÖR</b>		
BNB0800	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar <sup>1)</sup>	150,00
BNB0810	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar <sup>1)</sup>	150,00
BNB0820	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar, nach oben verlängert <sup>1)</sup>	164,00
BNB0830	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar, nach oben verlängert <sup>1)</sup>	164,00
BNB0840	Seitenpelotte Standard, links <sup>1)</sup>	66,00
BNB0850	Seitenpelotte Standard, rechts <sup>1)</sup>	66,00
BNB0880	Seitenpelotte links, wegschwenkbar <sup>1)</sup>	132,00
BNB0890	Seitenpelotte rechts, wegschwenkbar <sup>1)</sup>	132,00
BNB0895	Seitenpelotte, links, vielfach einstellbar, wegschwenkbar <sup>1)</sup>	174,00
BNB0896	Seitenpelotte, rechts, vielfach einstellbar, wegschwenkbar <sup>1)</sup>	174,00
BNB0900	Seitenpelottenbefestigung	○
BNB0905	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)	123,00
BNB0920	Rückeneinlegekeile (Paar)	20,00
1) NC: Seitenpelottenbefestigung		



0645



0720



0730



0770



0750



0840






0880



0800

<b>BEINSTÜTZENZUBEHÖR</b>			
BNB0930	Fußplattenverlängerung links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- u. tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		25,00
BNB0940	Fußplattenverlängerung rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- u. tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		25,00
BNB0941	Schutzbezug für Fußauflagen		50,00
BNB0942	Wadenband, gepolstert		30,00
BNB0945	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○
BNB0952	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		184,00
BNB0954	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		184,00
BNB0956	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		184,00
<b>RAHMEN</b>			
<b>RAHMENFARBE</b>			
BNB0944	Perlgrau		◆
BNB0946	Mitternachtsblau		○
BNB0947	Sandfarben (Special)		○
BNB0948	Limetten-Grün (Special)		○
BNB0949	Rot-Metallic (Special)		○
<b>RAHMENVERLÄNGERUNG</b>			
BNB0950	Rahmenverlängerung 50 mm		102,00
<b>VORDERRADBEFESTIGUNG</b>			
BNB0960	Fest		◆
<b>VORDERRÄDER</b>			
BNB0982	140 x 40 (5,5") mittelhart, Schwarz		○
BNB0992	150 x 30 (6") mittelhart, Schwarz		○
BNBI015	200 x 30 (8") pannensicher, Schwarz		○
BNBI022	200 x 32 (8") Luftbereifung, Schwarz		○
BNBI025	200 x 45 (8") pannensicher, Schwarz		◆
<b>HINTERRADGRÖSSE</b>			
BNBI047	16", mit fester Hinterradachse		◆
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>			
BNBI076	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		◆
<b>HINTERRADBEBEIFUNG</b>			
BNBI092	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
<b>SICHERHEIT</b>			
<b>BREMSEN</b>			
BNBI170	Standardbremse		◆
<b>ZUBEHÖR</b>			
<b>GURTE</b>			
BNBI200	Haltegurt		59,00
BNBI201	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		101,00
BNBI202	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		109,00
BNBI203	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		130,00
BNBI204	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		136,00
BNBI206	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		189,00
BNBI207	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		199,00
<b>WEITERES ZUBEHÖR</b>			
BNBI230	Therapietisch Plexiglas, inkl. Montage-Kit		157,00
BNAI231	Therapietisch mit Ellenbogenpolster, inkl. Montage-Kit		174,00
BNBI232	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Auflagekissen für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		205,00
BNBI233	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Auflagekissen für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		205,00



BNBI240	Wegschwenkbarer Therapietisch (nur in Verbindung mit höhenverstellbaren Armlehnen, gepolstert), (NC: Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		339,00
BNBI245	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch)		363,00
BNBI235	Auflagekissen für Therapietisch		153,00
BNBI237	Polster für halbseitigen Therapietisch		61,00
BNBI250	Verriegelung für Therapietisch		27,00
BNBI266	Anbauhalterung Viamobil® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		370,00
NBNI268	Anbauhalterung Viamobil Plus® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		370,00
BNBI290	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		26,00
BNBI295	Set mit Schnellverschlusschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung		41,00
BNBI320	Infusionsständer		92,00
	<b>Summe</b>		

**BEMERKUNGEN**