



Invacare® **Comet® Pro** CE  
 Invacare® **Comet® ULTRA** Lagervariante

Benutzergewicht: **max. 160 kg (Comet® Pro), max. 220 kg (Comet® Ultra)**

**Grundpreis: ab 4.696,64 €**

Kunden-Nr: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Comet® PRO	Comet® ULTRA	Preis €
I676212	Invacare® <b>Comet PRO</b> , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Silber, bis 160 kg			4.696,64
I676210	Invacare® <b>Comet PRO</b> , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Himmelsblau, bis 160 kg			4.696,64
I676211	Invacare® <b>Comet PRO</b> , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Ahornrot, bis 160 kg			4.696,64
I676217	Invacare® <b>Comet ULTRA</b> , 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Himmelsblau, bis 220 kg			5.373,95
<b>LIEFERUMFANG</b>				
	Komfort-Sitz <b>Comet PRO</b> , drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 510 mm	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Ultra-Sitz für <b>Comet ULTRA</b> , drehbar, mit Kopfstütze, aufblasbarer Lordosenstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 660mm		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>		
	HD-Armlehnen, verstärkt, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Verstärkte Sitzaufnahme		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ergonomischer Lenkgriff	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Premium-Rückspiegel links	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Premium-Rückspiegel rechts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Bremshebel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leistungsstarker Antrieb (1600W) mit 2-stufiger Entkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Leistungsstarker Antrieb (1800W) mit 2-stufiger Entkupplung		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>				
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2 x 75 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Heckmarkierungstafel nach FZV §4 - erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 13"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Fahrwerk mit 4 HD-Federelementen, für hohen Fahrkomfort		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Korb, vorn, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)</b>				
<b>SITZOPTIONEN</b>				
ZBI518274	Haltegurt mit Schnappverschluss			68,07
ZBI521980	Sitzlifter, Einbausatz (12cm), (nicht bei <b>Comet ULTRA</b> ) (NC:Sitzfederung)			552,94
ZBI528986	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)			111,76
ZBI528987	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)			111,76
ZBI528988	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)			111,76
ZBI522459	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)			111,76

ZBI522460	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)			111,76
ZBI522461	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)			111,76
<b>ZUBEHÖR (beigelegt)</b>				
<b>MOBILTELEFON</b>				
API637917	USB-Adapter			68,07
API637912	Halterung für Mobiltelefon			42,02
<b>HALTER</b>				
ZBI528274	Stockhalter zur Montage links oder rechts (wird eine Heckmarkierungstafel angebracht, ist die Montage des Stockhalters ausschließlich rechts möglich)			90,76
ZBI553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter			206,72
API580671	Inkl. geeigneter Halterung für Heckmarkierungstafel in Verb. mit Rollatorhalter	○	○	
ZBI521594	Getränkehalter			67,23
<b>RAMMSCHUTZ</b>				
ZBI528298	Rammsschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial			77,31
API638967	Rammsschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial			77,31
<b>PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL</b>				
ZBI543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln			47,90
<b>BEHÄLTER UND KÖRBE</b>				
API637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)			68,07
<b>WIND- UND WETTERSCHUTZ</b>				
ZBI543160	Windschild			77,31
ZBI518240	Abdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Schmutz			90,76
ZBI521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Schmutz (nicht für <b>Comet®ULTRA</b> )			59,66
<b>SONSTIGES</b>				
ZBI521644	Ladeadapterkabel zum Aufladen von ausgebauten Batterien (z. B. im Winter)			99,16
SPI541502	Verlängerungsstange (erforderlich für Zubehör bei <b>Comet®ULTRA</b> )		◆	
ZBI521592	Warnweste			25,21