



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 · Fax 06232 5535-4

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® Action® AMPLA™ **CE**

Benutzergewicht: **max. 300 kg**

Grundpreis: 4.695,00 €


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis €					
SMB0001	Invacare Action AMPLA	4.695,00					
SMBSPEC	Sonderbau	auf Anfrage					
ANTRIEBSVERSION							
SMB0500	Greifreifenantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>					
SITZ							
SITZBREITE							
SMB1000	505 mm (nicht mit Sitzkissen Invacare MatrX PS)	<input type="checkbox"/>					
SMB1010	555 mm	<input type="checkbox"/>					
SMB1020	605 mm	<input type="checkbox"/>					
SMB1030	655 mm	<input type="checkbox"/>					
SMB1040	705 mm	<input type="checkbox"/>					
SMB1050	755 mm	<input type="checkbox"/>					
SITZTIEFE							
SMB1100	Effektive Sitztiefe 460 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 495 mm (B)	<input checked="" type="checkbox"/>					
SMB1110	Effektive Sitztiefe 510 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 545 mm (B)	<input type="checkbox"/>					
Sitztiefe in mm	(MM)	Sitzbreite in mm					
		505	555	605	655	705	755
		460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SITZHÖHE (der Sitzwinkel beträgt immer 1°)							
SMB1200	380 - 405 mm; voreingestellt auf 380 mm	<input type="checkbox"/>					
SMB1210	380 - 405 mm; voreingestellt auf 405 mm	<input checked="" type="checkbox"/>					
SMB1220	430 - 455 mm; voreingestellt auf 430 mm	<input type="checkbox"/>					
SMB1230	430 - 455 mm; voreingestellt auf 455 mm	<input type="checkbox"/>					
Sitzhöhe hinten (SHh)	(MM)	Sitzhöhe vorne (SHv)					
		380	405	430	455		
		370	<input type="checkbox"/>				
		395		<input type="checkbox"/>			
		420			<input type="checkbox"/>		
445				<input type="checkbox"/>			
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG							
SMB1300	Nylonbespannung	<input checked="" type="checkbox"/>					
RÜCKEN							
RÜCKENAUSFÜHRUNG: abklappbarer Rücken inkl. Verriegelung auf der Sitzfläche							
SMB2000	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 450 mm	<input type="checkbox"/>					
SMB2010	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>					
RÜCKENPOLSTER							
SMB2100	Standard, fest	<input checked="" type="checkbox"/>					
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN							
Beinstützenoberteil rechts							
SMB3110	Nach innen und außen wegschwenkbar, abnehmbar, rechts	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beinstützenoberteil links							
SMB3210	Nach innen und außen wegschwenkbar, abnehmbar, links	<input checked="" type="checkbox"/>					




2000/2010

3110/3210

Fußplatten rechts						
SMB3400	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		149,00			
SMB3420	Hochklappbar; fest; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	◆				
SMB3450	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		149,00			
SMB3470	Hochklappbar; fest; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	○				
Fußplatten links						
SMB3500	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		149,00			
SMB3520	Hochklappbar; fest; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	◆				
SMB3550	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		149,00			
SMB3570	Hochklappbar; fest; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	○				
Einstellmöglichkeiten der Fußplatte mit langem Einschubrohr						
Unterschenkelänge						
Sitzhöhe		445	465	485	505	525
	380					
	405					
	430					
455						
TRANSFERHILFE						
SMB4110	Transferhilfe rechts		◆			
SMB4210	Transferhilfe links		◆			
POSITIONIERUNGSOPTIONEN						
INVACARE SITZKISSEN						
SMB5000	Standard-Sitzkissen (Tiefe: 560 mm); max. Nutzergewicht: 300 kg		89,00			
SMB5010	Invacare Matrx PS HD Sitzkissen; max. Nutzergewicht 272 kg (verlängerte Lieferzeit + 5 Tage)		549,00			
RAHMENFARBEN						
SMB6000	Kokos-Weiß		◆			
SMB6010	Delfin-Grau		○			
SMB6099	Sonderfarbe gem. Kundenwunsch; bitte gewünschten RAL-Ton angeben		499,00			
FARBAKZENTE						
SMB6500	Lagunen-Blau		○			
SMB6510	Flamingo-Pink		○			
SMB6520	Limonen-Grün		○			
VORDERRÄDER						
SMB7000	5" x 1 3/8" (125 x 35 mm) pannensicher; Schwarz		○			
SMB7010	6" x 1 3/8" (150 x 35 mm) pannensicher; Schwarz		◆			
HINTERRÄDER						
HINTERRADAUSFÜHRUNG, mit schwarzen Kunststoffspeichen						
SMB7100	24" x 1" pannensicher; Schwarz, inkl. Alu-Greifreifen in Schwarz		◆			
HINTERRADACHSE						
SMB7200	Steckachse		◆			
BREMSEN						
SMB8000	Druckbremse		◆			
SICHERHEITZUBEHÖR						
SMB8500	Transport-Befestigungskit		149,00			
SMB8510	Beckengurt		79,00			
SMB8520	Kippschutz, Paar		95,00			
SONSTIGES ZUBEHÖR						
SMB9000	Stockhalter rechts (nicht mit Stockhalter links, Infusionsständer rechts)		45,00			
SMB9010	Stockhalter links		45,00			
SMB9020	Infusionsständer rechts; inkl. höhenverstellbarem Schiebebügel (nicht mit Infusionsständer links)		279,00			
SMB9030	Infusionsständer links; inkl. höhenverstellbarem Schiebebügel		279,00			
SMB9040	Halterung für Sauerstoffflasche		119,00			
SMB9050	Höhenverstellbarer Schiebebügel		199,00			
SMB9060	Passierfunktion mit Anti-Kipp-Funktion, empfohlen für SB 605-755 mm		399,00			



4110/4210



7100



8520



9050



9060