

Invacare® AVIVA RX20 CE

Produktlinie (PLn): 1159
HMV-Nr.: 18.50.04.0214
Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.
Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 5.859,00 €

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	Preis
JCB0000		Invacare AVIVA RX20 (inkl. 75A Power-Modul)	5.859,00 €
JCX1300		Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
CHASSIS			
JCB2810		Standard-Chassis (560 mm)	◆
JCB2105		SITZTYP A: MODULITE-SITZ MIT EINTEILIGER SITZPLATTE (Wenn Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen gewählt wird, fahren Sie bitte bei Sitztyp B fort.)	◆
Sitzplatte			
JCB2110		Einteilige Sitzplatte	◆
Sitzbreiteneinstellung			
JCB2122		430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
Sitztiefeinstellung			
JCB2134		460 mm	◆
Sitzkissen (mit Klettänder gegen ein Verrutschen gesichert)			
JCB2141		Standard-Sitzkissen, 60 mm	◆
Rückenrahmen			
JCB2161		Rückenrahmen abnehmbar, Höhe 480 mm, mit Schiebebügel	◆
Rückenbespannung			
JCB2171		Anpassbare Rückenbespannung (kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	◆
Polsterfarbe			
JCB2151		Schwarz Nylon	◆
Seitenteile			
JCB2191		Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	◆
Armlehnenpolster			
JCB2195		Standard (325 mm)	◆
Kopfstütze			
JCB1350		Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	225,00 €
JCB1495		Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)	○
Sitzverstellungen			
Sitzwinkelverstellung			
JCB1091		Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)	◆
Sitzhöheinstellung			
JCB2858		460 mm	◆
Rückenwinkelverstellung			
JCB0975		Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar	◆
JCB2100		SITZTYP B: MODULITE-SITZ MIT TELESKOPIERBAREM SITZRAHMEN (Wenn bereits Sitztyp A gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Beinstützen fort.)	449,00 €



Sitzrahmen			
JCB2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆
Sitzbreiteinstellung (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)			
JCB2121	380 mm Sitzplatte		○
JCB2122	430 mm Sitzplatte		◆
JCB2123	480 mm Sitzplatte		○
JCB2124	530 mm Sitzplatte (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken, Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare MatrX Libra oder Invacare MatrX Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)		○
Rückenaufnahme			
JCB2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite)		79,00 €
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)			
JCB2132	410 mm (NC: Armlehnenpolster verlängert, Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage an den seitlichen Führungsschienen)		○
JCB2134	460 mm		◆
JCB2136	510 mm (NC: Invacare MatrX Contour Visco NG)		○
Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)			
JCB2142	Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare MatrX Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)		◆
JCB2143	Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen		219,00 €
JCB2147	Invacare MatrX Libra Sitzkissen		499,00 €
JCB2144	Invacare MatrX Vi Sitzkissen		499,00 €
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe			
JCB2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		◆
JCB2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe			
JCB2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerung ACU200)		○
Rückenbespannung			
JCB2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon)		◆
JCB2174	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		676,00 €
JCB2175	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		676,00 €
JCB2177	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		694,00 €
JCB2178	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		828,00 €
Polsterfarbe			
JCB2151	Schwarz Nylon		◆
JCB2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JCB2155	Schwarz atmungsaktiv		99,00 €
Seitenteile			
JCB2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JCB2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JCB2193	Armlehnen rückschwenkbar		399,00 €
Armlehnenpolster			
JCB2195	Standard (325 mm)		◆
JCB2196	Verlängert (375 mm)		49,00 €
Kopfstütze (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)			
JCB1350	Nackenstütze tiefeinstellbar		225,00 €
JCB1432	Kopfstütze seitlich einstellbar		324,00 €
JCB1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung		370,00 €



JCB1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○	
Sitzverstellungen				
Sitzwinkelverstellung				
JCB1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆	
JCB1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)			990,00 €
Sitzhöhereinstellung				
JCB2857	435 mm		○	
JCB2858	460 mm		◆	
JCB2859	485 mm		○	
Rückenwinkelverstellung				
JCB0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JCB0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)			1.190,00 €
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN				
Beinstützenoberteile links				
JCB0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCB0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾			195,00 €
JCB0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾			69,00 €
JCB0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ²⁾³⁾			95,00 €
JCB0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ²⁾³⁾			1.050,00 €
JCB0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
¹⁾ NC: Vari F-, Vari A- und ADE-Beinstützenoberteile rechts ²⁾ NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts ³⁾ NC: Fußplatte fest links				
Beinstützenoberteile rechts				
JCB0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCB0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾			195,00 €
JCB0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾			69,00 €
JCB0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ²⁾³⁾			95,00 €
JCB0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ²⁾³⁾			1.050,00 €
JCB0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
¹⁾ NC: Vari F-, Vari A- und ADE-Beinstützenoberteile links ²⁾ NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links ³⁾ NC: Fußplatte fest rechts				
Fußauflagen links				
JCB0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	
JCB0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links			179,00 €
Fußauflagen rechts				
JCB0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆	
JCB0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts			179,00 €
FAHRPULT				
Fahrpult LiNX				
JCB2204	Fahrpult LiNX REM216		◆	
Fahrpulhalter				
JCB1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar)		◆	
JCB1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar)		○	
JCB1707	Rhomboid-Halter abschwinkbar rechts			249,00 €
JCB1708	Rhomboid-Halter abschwinkbar links			249,00 €
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter				
JCB2219	Begleitsteuerung ACU200			599,00 €
JCB2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts		◆	



2204



2219

JCB2260	Standard-Halter für Begleitperson links		○
FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JCB2871	Galaxie-Grau		◆
JCB2872	Merkur-Silber		○
Farbwahl Felgeneinsatz			
JCB2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCB2883	Merkur-Silber		○
Vorderradgabel			
JCB2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
Vorderräder			
JCB0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCB0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		160,00 €
Hinterräder			
JCB0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCB0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		180,00 €
Federung			
JCB2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
Federungseinstellung			
JCB1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht		○
JCB1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht		○
JCB1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCB1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆
Motor			
JCB1282	DuraWatt Motoren 6 km/h		◆
JCB1283	DuraWatt Motoren 10 km/h		799,00 €
Batterien			
JCB2860	52 Ah (C20) / 46,6 Ah (C5) AGM-Batterien		◆
JCB1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		349,00 €
Ladegerät			
JCB1343	Ladegerät OptiCharge 8A		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Kippschutz			
JCB1205	Anti-Kippräder		◆
Licht			
JCB1437	Lichtanlage LED mit Blinkern		◆
JCB2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern		449,00 €
Heckmarkierungstafel			
JCB1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		95,00 €
SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
JCB1244	Bordsteinheber, einklappbar		300,00 €
Transportbefestigung			
JCB1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
Haltegurt			
JCB1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		59,00 €
JCB2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen)		59,00 €
Rückspiegel			
JCB1415	Rückspiegel rechts		49,00 €
JCB1339	Rückspiegel links		49,00 €
WEITERES ZUBEHÖR			
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCB1312	Stockhalter rechts		39,00 €



2632



1205

JCB1363	Stockhalter links		39,00 €
Radspritzschutz			
JCB1416	Radspritzschutz vorne		79,00 €
JCB1417	Radspritzschutz hinten		449,00 €
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		242,25 €
SERVICEPAUSCHALE			
1645189	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00 €
BEMERKUNGEN			



SP1602886