

**Invacare® AVIVA RX40**

Produktlinie (PLn): 1160  
 HMV-Nr.: 18.50.04.0215  
 Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.  
 Benutzergewicht: max. 136 kg

**Grundpreis: 7.309,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
JCF0001	Invacare AVIVA RX40 (inkl. 120A Power-Modul)	7.309,00
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
<b>CHASSIS</b>		
JCF2810	Standard-Chassis (560 mm)	◆
JCF2100	<b>SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen</b>	◆
<b>Sitzrahmen</b>		
JCF2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
<b>Sitzbreiteinstellung</b>		
JCF2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: elektrische Rückenwinkelverstellung in Verbindung mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts für Kinnsteuerung oder Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	○
JCF2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
JCF2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	○
JCF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken, Invacare Matrix Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix Libra oder Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	○
<b>Rückenaufnahme</b>		
JCF2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	81,00
<b>Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)</b>		
JCF2132	410 mm <sup>1) 2)</sup>	○
JCF2134	460 mm <sup>2)</sup>	◆
JCF2136	510 mm <sup>3)</sup>	○
<sup>1)</sup> NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, Bodypoint Positionierungsgurte <sup>2)</sup> NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen <sup>3)</sup> NC: Invacare Matrix Contour Visco NG		
<b>Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)</b>		
JCF2142	Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare Matrix Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	◆
JCF2143	Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen	349,00
JCF2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen	698,00
JCF2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen	698,00
<b>Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe</b>		
JCF2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)	◆
JCF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	○
<b>Rückenrahmen ohne Schiebegriffe</b>		
JCF2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)	○



2142



2143
























2147



2144

<b>Rückenbespannung</b>			
JCF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polyesterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, Halter manuell seitlich abschenkbar für Kinnsteuerung)		◆
JCF2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polyesterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		270,00
JCF2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		169,00
JCF2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		205,00
JCF2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		725,00
JCF2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		725,00
JCF2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		772,00
JCF2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		877,00
<b>Polsterfarbe</b>			
JCF2151	Schwarz Nylon		◆
JCF2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JCF2155	Schwarz atmungsaktiv		102,00
<b>Seitenteile</b>			
JCF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JCF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JCF2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		142,00
JCF2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)		102,00
JCF2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)		411,00
JCF2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		514,00
JCF2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		514,00
<b>Armlehnenpolster</b>			
JCF2195	Standard (325 mm)		◆
JCF2196	Verlängert (375 mm)		50,00
JCF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		57,00
JCF2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		102,00
<b>Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)</b>			
JCF2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00
JCF2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
JCF2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
<b>Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)</b>			
JCF2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00
JCF2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
JCF2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
<b>Montage-Material für seitliche Führungen</b>			
JCF2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
JCF2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
<b>Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)</b>			
JCF1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		269,00
JCF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		334,00



JCF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		381,00	
JCF2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheninstellbare Elan-Halterung		494,00	
JCF2325	Invacare MatrX Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheninstellbare Elan-Halterung		504,00	
JCF2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheninstellbare Elan-Halterung		698,00	
JCF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung)		○	
1) NC: Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung				
<b>Sitzzubehör</b>				
<b>Pelotten</b> (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken)				
JCF1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		328,00	
<b>Sitzverstellungen</b>				
<b>Sitzwinkelverstellung</b>				
JCF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆	
JCF1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.020,00	
JCF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung		1.226,00	
<b>Sitzhöheninstellung</b> (gemessen ohne Sitzkissen)				
JCF2857	435 mm		○	
JCF2858	460 mm		◆	
JCF2859	485 mm		○	
<b>Rückenwinkelverstellung</b>				
JCF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JCF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.226,00	
<b>BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN</b>				
<b>Beinstützenoberteile links</b>				
JCF0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆	
JCF0555	Amputationsbeinstütze links <sup>1)</sup>		201,00	
JCF0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>		71,00	
JCF0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		98,00	
JCF0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		1.082,00	
JCF0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links				
<b>Beinstützenoberteile rechts</b>				
JCF0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆	
JCF0554	Amputationsbeinstütze rechts <sup>1)</sup>		201,00	
JCF0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>		71,00	
JCF0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		98,00	
JCF0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		1.082,00	
JCF0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts				
<b>Fußauflagen links</b>				
JCF0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	
JCF0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links		184,00	
<b>Fußauflagen rechts</b>				
JCF0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆	
JCF0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts		184,00	

<b>FAHRPULT</b>			
<b>Fahrpult LiNX</b>			
JCF2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆
JCF2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	771,00	
JCF2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	1.599,00	
JCF2270	Kippschaltermodul für REM400	411,00	
<b>Fahrpulthalter für REM216 oder REM400</b>			
JCF1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) <sup>1)</sup>		◆
JCF1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) <sup>2)</sup>		○
JCF1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts <sup>1)</sup>		○
JCF1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links <sup>2)</sup>		○
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>3)</sup>	926,00	
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>4)</sup>	926,00	
JCF2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts <sup>5)</sup>	372,00	
JCF2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links <sup>6)</sup>	372,00	
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<p>1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts  2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links  3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar  4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar  5) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts  6) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links</p>			
<b>Fahrpulthalter für REM500</b>			
JCF2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar <sup>1) 3)</sup>		○
JCF2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar <sup>2) 4)</sup>		○
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>1) 3) 4)</sup>	926,00	
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>2) 3) 4)</sup>	926,00	
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<p>1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts  2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links  3) NC: Tisch abschwenkbar rechts  4) NC: Tisch abschwenkbar links</p>			
<b>Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter</b>			
JCF2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter	750,00	
JCF2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter	1.026,00	
JCF2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts <sup>1)</sup>		◆
JCF2260	Standard-Halter für Begleitperson links <sup>2)</sup>		○
JCF1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts <sup>1)</sup>		◆
JCF1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links <sup>2)</sup>		○
<p>1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts  2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links</p>			
<b>Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).			
JCF2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400	823,00	
JCF2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg	977,00	
JCF2207	Montage rechts <sup>1) 3)</sup>		○
JCF2208	Montage links <sup>2) 4)</sup>		○
JCF2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) <sup>1) 3) 4) 5)</sup>	926,00	



2204

2205



2206



2270



2219



2245



2231



2232

JCF2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) <sup>2) 3) 4) 6)</sup>	926,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links		
<b>Kinnsteuerung LiNX + Halter</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138, nur mit Kopfstütze <sup>1)</sup>	4.119,00
JCF1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze	○
JCF1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze	○
JCF1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts <sup>2)</sup>	3.295,00
JCF1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links <sup>3)</sup>	3.295,00
1) NC: Kopfsteuerungen, MEC-Joystick, HD-Joystick, Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links, Rückspiegel links		
<b>Kopfsteuerung LiNX</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel <sup>1)</sup>	5.561,00
JCF2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel <sup>1)</sup>	6.591,00
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick		
<b>Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC),</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	462,00
JCF2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	926,00
<b>Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) <sup>1)</sup>	4.634,00
JCF2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 <sup>1)</sup>	1.956,00
JCF2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts <sup>2)</sup>	565,00
JCF2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links <sup>3)</sup>	565,00
JCF2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>2)</sup>	926,00
JCF2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>3)</sup>	926,00
JCF2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar <sup>2)</sup>	1.441,00
JCF2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar <sup>3)</sup>	1.441,00
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links		
<b>LiNX Zubehör</b>		
<b>Extra Bedieneinheit</b>		
JCF2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinenstecker)	514,00
JCF2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○
JCF2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)	○
JCF2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)	○
JCF2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)	○
JCF2225	Ohne feste Montageposition	○
<b>USB-Ladeanschluss</b>		
JCF2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)	256,00
JCF2281	Montage rechts	○
JCF2282	Montage links	○



2229



2230



2247



2249



2250



2233



2240



2251



2253

<b>Weitere Komponenten / Zubehör</b>			
JCF2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage
<b>Buddy Buttons</b> (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF1685	Buddy Button Rot		148,00
JCF1686	Buddy Button Gelb		148,00
JCF1687	Buddy Button Grün		148,00
JCF1690	Buddy Button Blau		148,00
<b>Eierförmiger Button</b> (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF2254	Eierförmiger Button Schwarz		153,00
<b>Piko Buttons</b> (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF1711	Piko Button Rot		164,00
JCF1712	Piko Button Gelb		164,00
JCF1713	Piko Button Grün		164,00
JCF1714	Piko Button Orange		164,00
JCF1715	Piko Button Blau		164,00
JCF1716	Piko Button Schwarz		164,00
<b>Bodypoint Joystickaufsätze</b>			
JCF2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00
JCF2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00
JCF2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		139,00
JCF2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00
<b>FAHREINHEIT</b>			
<b>Rahmenfarbe</b>			
JCF2871	Galaxie-Grau		◆
JCF2872	Merkur-Silber		○
JCF2873	Mars-Rot		○
JCF2874	Neptun-Blau		○
JCF2875	Weltall-Violett		○
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
<b>Farbwahl Felgeneinsatz</b>			
JCF2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCF2883	Merkur-Silber		○
JCF2884	Mars-Rot		81,00
JCF2885	Neptun-Blau		81,00
JCF2886	Weltall-Violett		81,00
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
<b>Vorderradgabel</b>			
JCF2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		411,00
JCF2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
<b>Vorderräder</b>			
JCF0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		165,00
JCF0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		216,00
<b>Verriegelung für Vorderräder</b>			
JCF1490	Verriegelung für Vorderräder		184,00
<b>Hinterräder</b>			
JCF0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		185,00
JCF0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		237,00
<b>Federung</b>			
JCF2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆



1685 / 1686 / 1687 / 1690



2721 / 2722



2723

2724



2631



2632



1490

<b>Federungseinstellung</b>			
JCF1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht		○
JCF1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht		○
JCF1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCF1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆
<b>Motor</b>			
JCF1282	DuraWatt Motoren 6 km/h		◆
JCF1283	DuraWatt Motoren 10 km/h		823,00
JCF1224	DuraWatt Ultra High Speed Motoren 12 km/h		977,00
<b>Batterien</b>			
JCF1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JCF1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		401,00
<b>Stabilitätsprogramm</b>			
JCF1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		823,00
<b>Ladegerät</b>			
JCF1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>			
<b>Kippschutz</b>			
JCF1205	Anti-Kippräder		◆
<b>Licht</b>			
JCF1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆
JCF2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux		555,00
<b>Heckmarkierungstafel</b>			
JCF1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		98,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>			
<b>Bordsteinheber</b>			
JCF1244	Bordsteinheber, einklappbar		309,00
<b>Transportbefestigung</b>			
JCF1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)		742,00
JCF1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○
JCF1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
<b>Transportbefestigungspunkte</b>			
JCF2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		184,00
<b>Haltegurt</b>			
JCF1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		61,00
JCF2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		61,00
<b>Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)</b>			
JCF2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		174,00
JCF2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		174,00
JCF2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		129,00
JCF2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		129,00
JCF2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		102,00
JCF2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		102,00
<b>Rückspiegel</b>			
JCF1415	Rückspiegel rechts		50,00
JCF1339	Rückspiegel links		50,00



1205

1404 /  
1405

SP1602886

<b>WEITERES ZUBEHÖR</b>			
<b>Halterungen</b>			
JCF2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		123,00
<b>Stockhalter</b> (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCF1312	Stockhalter rechts		40,00
JCF1363	Stockhalter links		40,00
<b>Radspritzschutz</b>			
JCF1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)		81,00
JCF1417	Radspritzschutz hinten		102,00
<b>Tisch</b>			
JCF1404	Tisch abschwenkbar, rechts		325,00
JCF1405	Tisch abschwenkbar, links		325,00
<b>Werkzeugset</b>			
JCF1333	Werkzeugset		49,00
<b>Programmierschlüssel</b>			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>			
JCF3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
<b>BEMERKUNGEN</b>			