

AUFSTEHLIFTER
 Invacare® **ISA COMPACT / ISA STANDARD /**
ISA STANDARD (elektrisch) / ISA XPLUS

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

MANUELLE FAHRGESTELLSPREIZUNG**Invacare ISA COMPACT max. Belastbarkeit: 140 kg**
 Aktivlifter / Elektrischer Aufstehlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung per Fußpedal**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	1660247	100 mm	-	22.40.01.1004	1.790,00

Invacare ISA STANDARD max. Belastbarkeit: 160 kg
 Aktivlifter / Elektrischer Aufstehlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung mit Hebel**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	1660248	100 mm	-	22.40.01.1003	2.190,00


ELEKTRISCHE FAHRGESTELLSPREIZUNG**Invacare ISA STANDARD (elektrisch) max. Belastbarkeit: 160 kg**
 Aktivlifter / Elektrischer Aufstehlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	1656010	100 mm	-	22.40.01.1002	2.490,00

Invacare ISA XPLUS max. Belastbarkeit: 200 kg
 Aktivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern und Wadenband, angewinkelte Fußplatte und Schutzleisten für Fahrgestellbein.

Elektronikbauteile: LINAK Jumbo Care Steuerungseinheit, abnehmbarer Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil mit Akku- und Serviceanzeige.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Akkuleistung	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	1656011	100 mm (vorne), 125 mm (hinten)	Standard-Leistung	Wadenband (schwarz), Schutzleisten für Fahrgestellbein	-	3.490,00
	1663641 	100 mm (vorne), 125 mm (hinten),	Doppelte Leistung	Wadenband (schwarz), Schutzleisten für Fahrgestellbein	-	3.790,00

Bestellung

Angebot



Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 · Fax 06232 5535-4

Bestellformular
Österreich
Januar 2021

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

AUFSTEHLIFTER CE
Zubehör für
Invacare® **ISA-Modelle**

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikelnummer	Bezeichnung	Preise in EURO (ohne MwSt.)
Zubehör			
Fußplatten			
	SPI650440	Fußplatte hoch, für kleine Patienten	95,00 €
	SPI650441	Fußplatte niedrig, für große Patienten	95,00 €
Wadenband			
	AP60121194	Wadenband (schwarz, wischdesinfizierbar)	95,00 €
Sonstiges Zubehör			
	API651334-7016	Hebel für manuelle Fahrgestellspreizung (ISA COMPACT / STANDARD Elektrisch)	39,00 €
	AP60121193	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA COMPACT)	30,85 €
	API648554	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA STANDARD / STANDARD Elektrisch)	30,85 €
	API648551	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA XPLUS)	30,85 €
	API650026	Schutzpolster für Hebearm	29,00 €
Zubehör für LINAK Jumbo Care Kontrollbox bei ISA XPLUS			
	API651491	Wandladegerät für abnehmbaren Akku	150,00 €
	AP0821283	Netzkabel für Wandladegerät (EU-Stecker)	13,00 €
	API514573-7035	Zusatzakku, abnehmbar	129,00 €
	SP60126896-7035	Hochleistungs-Akku (doppelte Leistung)	385,00 €