

Invacare® MyOn<sup>HC</sup> Rigid CE

HMV-Nr.: 18.50.03.5002  
Benutzergewicht: max. 100 bzw. 130 kg





**Grundpreis: 2.107,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€	
SJF0100		<b>Invacare® MyOn<sup>HC</sup> Rigid</b> Standardkonfiguration: - Aktiv-Rollstuhl mit festem 80°-Vorderrahmen - fester 90°-Rücken - feste Rückenhöhe 400 mm, 7°, mit festen langen Schiebegriffen - gepolsterte, anpassbare Rückenbespannung, tiefeinstellbare Sitzbespannung - hochklappbare Fußplatten - abnehmbarer Radspritzschutz - vielfältig einstellbar - Auswahl aus 10 Sitzbreiten (305-530 mm), 7 Sitztiefen (350-500 mm), 8 vorderen Sitzhöhen (360-535 mm), 7 hinteren Sitzhöhen (360-510 mm), 9 Rückenhöhen (300 - 500 mm) und Unterschenkelängen 160-525 mm - Auswahl aus 10 Standard-Farben - 5" x 1.3/8" Alu-Softroll Vorderräder; 24" Standard-Hinterräder gekreuzt gespeicht mit grauer Luftbereifung und Alu-Greifreifen - 4 verschiedene Hinterradpositionen - Standard-Druckbremse	2.107,00	
SJFSPEC		Sonderbau	auf Anfrage	
<b>RAHMENAUSFÜHRUNG</b>				
SJF0200		Invacare® MyOn <sup>HC</sup> Rigid mit wegschwenkbaren Beinstützen (NC: einteilige Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	 0200
SJF0210		Invacare® MyOn <sup>HC</sup> Rigid mit festem 80°-Vorderrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	 0210
<b>ANTRIEBSVERSION</b>				
SJF0300		Greifreifenantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SITZ</b>				
<b>SITZBREITEN (SB) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)</b>				
SJFI000		305 mm <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<input type="checkbox"/>	 Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.
SJFI010		330 mm <sup>1) 2) 3)</sup>	<input type="checkbox"/>	
SJFI020		355 mm <sup>1) 3)</sup>	<input type="checkbox"/>	
SJFI030		380 mm	<input type="checkbox"/>	
SJFI040		405 mm	<input type="checkbox"/>	
SJFI050		430 mm	<input type="checkbox"/>	
SJFI060		455 mm	<input type="checkbox"/>	
SJFI070		480 mm	<input type="checkbox"/>	
SJFI075		505 mm	<input type="checkbox"/>	
SJFI078		530 mm <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	
1) Nur mit Standard-Sitzkissen 2) NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm 3) NC: Winkeleinstellbare Beinstützenoberteile, feste Rückenstrebe 4) NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken				
<b>SITZTIEFE (ST) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)</b>				
SJFI100		350 mm <sup>1) 2)</sup>	<input type="checkbox"/>	 Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung.
SJFI110		375 mm <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/>	
SJFI120		400 mm	<input type="checkbox"/>	
SJFI130		425 mm	<input type="checkbox"/>	
SJFI140		450 mm	<input type="checkbox"/>	


SJFI150	475 mm			<input type="radio"/>
SJFI160	500 mm			<input type="radio"/>
SJFI170	350-400 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 375 mm) <sup>2)</sup>			<input type="radio"/>
SJFI180	400-450 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 425 mm)			<input type="radio"/>
SJFI190	450-500 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 475 mm)			<input type="radio"/>

1) NC: Winkleinstellbare Beinstützenoberteile, 6"/7"-Vorderräder  
 2) NC: Hinterradposition 1 (bei ST 350 mm auch Hinterradposition 2), Armlehnenrohre, Invacare® **Matrix**® Sitzkissen

		Sitzbreite in mm											
		mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	
<b>Sitztiefe in mm</b>	<b>350</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	<b>375</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	<b>400</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>425</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>450</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>475</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>500</b>				x	x	x	x	x	x	x		
		x	Max. Nutzergewicht 100 kg					x	Max. Nutzergewicht 130 kg				

**SITZHÖHE VORN (gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden)**


SJFI200	360 mm (NC: 4"x1.3/8" Alu-Softroll, 5", 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 295-420 mm und UL 400-525 mm und Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 360-500 mm)			<input type="radio"/>
SJFI210	385 mm (NC: 4", 5"x1.3/8" Alu-Softroll, 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 400-525 mm)			<input type="radio"/>
SJFI220	410 mm (NC: 6" und 7" Vorderräder)			<input type="radio"/>
SJFI230	435 mm (NC: 7" Vorderrad)			<input type="radio"/>
SJFI240	460 mm			<input type="radio"/>
SJFI250	485 mm			<input type="radio"/>
SJFI260	510 mm (NC: 4" Vorderräder)			<input type="radio"/>
SJFI270	535 mm (NC: 90°-Beinstützenoberteile, 4", 5" und 6" Vorderräder, 350 - 400 mm)			<input type="radio"/>



Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.

**SITZHÖHE HINTEN (gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden; Max. Differenz zwischen SHv-SHh = 80 mm oder 9°; SHv muss immer höher als SHh sein)**

SJFI300	360 mm (NC: 25"-Hinterräder, 24"-Hinterräder nur in Verbindung mit Kleiderschutz)			<input type="radio"/>
SJFI310	385 mm			<input type="radio"/>
SJFI320	410 mm			<input type="radio"/>
SJFI330	435 mm			<input type="radio"/>
SJFI340	460 mm			<input type="radio"/>
SJFI350	485 mm (NC: 22"-Hinterräder)			<input type="radio"/>
SJFI360	510 mm, nur mit 25"-Hinterrädern			<input type="radio"/>



Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.

Sitzhöhe vorn (SHv)		<p><b>mögliche Sitzhöhen hinten</b></p>	Sitzhöhe hinten (SHh)				
360			360				
385			385	360			
410			410	385	360		
435			435	410	385		
460			460	435	410	360	
485			485	460	435	410	
510			510	485	460	435	
530				510	485	460	435

**SITZPOLSTER**


SJFI520	Anpassbare Sitzbespannung, tiefeneinstellbar (-50 mm)			◆
---------	---	--	--	---



**RÜCKEN**

**1) RÜCKENAUSFÜHRUNG**

SJF2000	Fester Rückenwinkel 90°			◆
SJF2010	Winkleinstellbarer Rücken -15° - +15°, 90° voreingestellt			153,00
SJF2020	Winkleinstellbarer u. faltbarer Rücken -15° bis +15°, abklappbar und auf Sitzfläche verriegelbar			205,00
Bitte beachten Sie: Nach Wahl der Rückenausführung (1) fahren Sie fort mit Auswahl der Rückenhöhe FEST (2)				



	ODER! Auswahl Rückenhöhe EINSTELLBAR (3) in Verbindung mit Schiebegriffen (4)			
<b>2) RÜCKENHÖHE FEST (Bespannung bis zu 50 mm in der Höhe einstellbar)</b>				
SJF2130	Fester Rücken, 7°, Höhe 300 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit)			<input type="radio"/>
SJF2140	Fester Rücken, 7°, Höhe 325 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit)			<input type="radio"/>
SJF2143	Fester Rücken, 7°, Höhe 350 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit)			<input type="radio"/>
SJF2150	Fester Rücken, 7°, Höhe 375 mm, mit festen langen Schiebegriffen (NC: Transportbefestigungskit)			<input type="radio"/>
SJF2153	Fester Rücken, 7°, Höhe 400 mm, mit festen langen Schiebegriffen			<input checked="" type="radio"/>
SJF2160	Fester Rücken, 7°, Höhe 425 mm, mit festen langen Schiebegriffen			<input type="radio"/>
SJF2163	Fester Rücken, 7°, Höhe 450 mm, mit festen langen Schiebegriffen			<input type="radio"/>
SJF2170	Fester Rücken, 7°, Höhe 475 mm, mit festen langen Schiebegriffen			<input type="radio"/>
SJF2173	Fester Rücken, 7°, Höhe 500 mm, mit festen langen Schiebegriffen			<input type="radio"/>
<b>3) RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR (Die Wahl eines Invacare® MatrX® Positionierungsrückens schränkt den Einstellbereich der Rückenhöhe ein.)</b>				
SJF2300	Höheneinstellbarer Rücken, 360-400 mm, bei 400 mm voreingestellt			50,00
SJF2310	Höheneinstellbarer Rücken, 410-490 mm, bei 450 mm voreingestellt			50,00
<b>4) SCHIEBEGRIFFE (AUSZUWÄHLEN WENN RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR GEWÄHLT WURDE)</b>				
SJF2400	Ohne Schiebegriffe, Rückenrohre 7° Lumbalknick (NC: Trommelbremse, Ankipphilfe)			<input checked="" type="radio"/>
SJF2410	Schiebegriffe rückversetzt, höhenverstellbar (+150 mm), 7° Lumbalknick (NC: Rückenpolster Standard fest)			215,00
SJF2420	Schiebegriffe höhenverstellbar (+135 mm) integriert, 0° Lumbalknick (NC: Invacare MatrX Rücken)			195,00
<b>Invacare® MatrX®-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: FESTE RÜCKENSTREBE)</b>				
<b>Bei Wahl eines Invacare® MatrX® Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage. Der Einstellbereich der höhenverstellbaren Rückenrohre wird eingeschränkt.</b>				
SJF2430	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 160 mm			725,00
SJF2432	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 210 mm			725,00
SJF2434	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 260 mm			725,00
SJF2436	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 310 mm			725,00
SJF2438	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 360 mm			725,00
SJF2460	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 410 mm			725,00
SJF2465	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 460 mm			725,00
SJF2440	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 510 mm			725,00
SJF2442	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 160 mm			877,00
SJF2444	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 210 mm			877,00
SJF2446	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 260 mm			877,00
SJF2448	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 310 mm			877,00
SJF2452	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 360 mm			877,00
SJF2470	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 410 mm			877,00
SJF2475	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 460 mm			877,00
SJF2478	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 510 mm			877,00
<b>RÜCKENBREITE Invacare® MatrX® RÜCKEN (bitte nachstehende Konfigurationstabelle beachten)</b>				
SJF2481	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)			<input type="radio"/>
SJF2482	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)			<input type="radio"/>
SJF2484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)			<input type="radio"/>
SJF2486	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)			<input type="radio"/>
SJF2488	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)			<input type="radio"/>
SJF2490	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)			<input type="radio"/>
SJF2492	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)			<input type="radio"/>



feste kurze Schiebegriffe

feste lange Schiebegriffe



2300/2310



2400



2410



2420

	Invacare Matrix Rückenbreite	Sitzbreite in mm										
		mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
		360	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	
380	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	
410	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	
430	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	
460	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	
480	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	
510	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	

<b>RÜCKENPOLSTER</b>			
SJF2500	Ohne Rückenbespannung		○
SJF2505	Rückenpolster Standard, fest, mit Reflektorstreifen und Rückentasche (NC: feste Rückenstrebe)		○
SJF2510	Gepolsterte Rückenbespannung anpassbar, mit Reflektorstreifen und Rückentasche		◆



  





<b>BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>			
<b>BEINSTÜTZENOBerteile RECHTS</b>			
SJF3000	Ohne Beinstütze rechts		- 25,00
SJF3010	70° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		○
SJF3020	80° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		◆
SJF3030	90° Beinstützenoberteil rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"7" Vorderräder)		○
SJF3040	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 75° rechts, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelänge größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen mit UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, einstellbares Wadenband)		106,00
SJF3050	Amputationsbeinstütze rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar rechts, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter)		161,00
<b>BEINSTÜTZENOBerteile LINKS</b>			
SJF3100	Ohne Beinstütze links		- 25,00
SJF3110	70° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		○
SJF3120	80° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		◆
SJF3130	90° Beinstützenoberteil links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"7" Vorderräder)		○
SJF3140	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 75° links, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelänge größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm und einstellbares Wadenband)		106,00
SJF3150	Amputationsbeinstütze links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar links, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter)		161,00
<b>FUSSPLATTEN RECHTS (INKL. FERSENBÄNDER)</b>			
SJF3200	Fußplatte hochklappbar rechts (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)		◆
SJF3210	Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar rechts		○
<b>EINTEILIGES FUSSBRETT (INKL. FERSENBÄNDER)</b>			
SJF3230	Einteiliges Fußbrett nach rechts hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar (NC: Einschubrohre für wegschwenkbaren Beinstützen)		202,00
<b>FUSSPLATTEN LINKS (INKL. FERSENBÄNDER)</b>			
SJF3300	Fußplatte hochklappbar links (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)		◆
SJF3310	Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar links		○

	2505		2510
	3010/3110		3020/3120
			3030/3130
			3040/3140
			3050/ 3150
			3200/3300
			3210/3310
			3230

<b>EINSCHUBROHR FÜR VORDERRAHMEN MIT WEGSCHWENKBAREN BEINSTÜTZEN</b> (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm)			
SJF3400	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm (NC: Taschenhalter)		<input type="radio"/>
SJF3410	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 285-375 mm		<input type="radio"/>
SJF3420	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 295-420 mm		<input type="radio"/>
SJF3430	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 400-525 mm		<input type="radio"/>
<b>EINSCHUBROHR FÜR FESTEN VORDERRAHMEN</b> (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm)			
SJF3440	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 320-460 mm		<input type="radio"/>
SJF3450	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 360-500 mm		<input type="radio"/>
<b>ARMLEHNEN / SEITENTEILE</b>			
<b>KLEIDERSCHUTZ/RADSPRITZSCHUTZ</b>			
SJF3700	Ohne Kleiderschutz / Radspritzschutz		<input type="radio"/>
SJF3750	Kleiderschutz (NC: Armlehnen)		<input type="radio"/>
SJF3800	Abnehmbarer Radspritzschutz (NC: Armlehnen, Trommelbremse)		<input checked="" type="radio"/>
<b>ARMLEHNEN RECHTS</b>			
SJF4000	Ohne Armlehne, rechts		<input type="radio"/>
SJF4010	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, rechts (NC: Hinterradposition 1 und 2)		<input type="radio"/>
SJF4020	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, rechts		<input type="radio"/>
SJF4030	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, rechts	106,00	
SJF4040	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, rechts	106,00	
SJF4050	Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, rechts	123,00	
<b>ARMLEHNEN LINKS</b>			
SJF4100	Ohne Armlehne links		<input type="radio"/>
SJF4110	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, links (NC: Hinterradposition 1 und 2)		<input type="radio"/>
SJF4120	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, links		<input type="radio"/>
SJF4130	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, links	106,00	
SJF4140	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, links	106,00	
SJF4150	Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, links	123,00	
<b>SITZOPTIONEN</b>			
SJF5000	Standardsitzkissen 50 mm, Nylonbezug		31,00
<b>INVACARE MATRX FLO-TECH SITZKISSEN</b>			
SJF5010	Invacare® <b>Matrx® Contour Visco NG</b> Sitzkissen, Höhe 100 mm		349,00
SJF5030	Invacare® <b>Matrx® Flo-tech® Lite</b> Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00
SJF5044	Invacare® <b>Matrx® Libra</b> Sitzkissen, Höhe 89 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		698,00
<b>SITZTIEFE FÜR Invacare® Matrx® FLO-TECH SITZKISSEN</b>			
SJF5050	Sitztiefe 400 mm		<input type="radio"/>
SJF5052	Sitztiefe 450 mm		<input type="radio"/>
SJF5054	Sitztiefe 500 mm		<input type="radio"/>
<b>WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN</b>			
SJF5400	Einstellbares Wadenband		20,00
SJF5600	Feste Rückenstrebe (NC: Invacare Matrx Kopfstütze)		61,00
SJF5650	Kopfstütze Invacare Matrx, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur für Invacare Matrx Rücken)		369,00
SJF5700	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		<input type="radio"/>
<b>Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.</b>			
<b>FARBEN</b>			
<b>RAHMENFARBE</b>			
SJF6000	Perlweiß		<input type="radio"/>
SJF6010	Anthrazit-Schwarz		<input type="radio"/>



SJF6020	Ozeanblau			○																																																									
SJF6030	Rubinrot			○																																																									
SJF6040	Limonengrün			○																																																									
SJF6050	Violett			○																																																									
SJF6060	Silbergrau			○																																																									
SJF6070	Matt-Schwarz			○																																																									
SJF6080	Knallgelb			○																																																									
SJF6090	Orange			○																																																									
<b>COLOUR-POWER-SET (Hinterrad-Adapterplatte, Abdeckkappen Steckachsen, Vorderradgabeln, Abdeckkappen Vorderradgabeln)</b>																																																													
SJF6100	CPS Silber (nur Hinterrad-Adapterplatte und Vorderradgabel farblich abgesetzt)			◆																																																									
SJF6110	CPS Türkis			○																																																									
SJF6200	CPS Flieder			○																																																									
<b>VORDERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN)</b>																																																													
SJF7000	4" x 1.1/4" Softroll			○																																																									
SJF7040	4" x 1.3/8" Alu-Softroll			○																																																									
SJF7055	5" x 1" Pannensicher			○																																																									
SJF7070	5" x 1.3/8" Alu-Softroll			◆																																																									
SJF7080	6" x 1" Pannensicher			○																																																									
SJF7100	6" x 1.3/8" Alu-Softroll			○																																																									
SJF7110	7" x 1.1/4" Pannensicher			○																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Vorderradgröße</td> <td>4"</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>7"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn											mm	360	385	410	435	460	485	510	530	Vorderradgröße	4"	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	5"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓			
Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn																																																													
	mm	360	385	410	435	460	485	510	530																																																				
Vorderradgröße	4"	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗																																																				
	5"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗																																																				
	6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗																																																				
	7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓																																																				
<b>HINTERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN)</b>																																																													
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>																																																													
SJF7200	22" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, Greifreifen Edelstahl)				○																																																								
SJF7230	24" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung)				◆																																																								
SJF7240	24" Leichtgewichts-Hinterrad (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)			153,00																																																									
SJF7250	25" Leichtgewichts-Hinterrad, nur mit 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)			153,00																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Hinterradgröße</td> <td>22"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>25"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten										mm	360	385	410	435	460	485	510	Hinterradgröße	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	25"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓																	
Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten																																																													
	mm	360	385	410	435	460	485	510																																																					
Hinterradgröße	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗																																																					
	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗																																																					
	25"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓																																																					
<b>HINTERRADBEREIFUNG</b>																																																													
SJF7302	1 3/8" Pannensichere Bereifung, Schwarz					○																																																							
SJF7304	1 3/8" Luftbereifung, Schwarz					◆																																																							
SJF7315	1" Luftbereifung Leichtlauf Schwarz					50,00																																																							
SJF7320	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung					71,00																																																							
<b>GREIFREIFEN</b>																																																													
SJF7400	Greifreifen Aluminium					◆																																																							
SJF7410	Greifreifen Edelstahl poliert (nur mit 24" Standard-Hinterrad)					50,00																																																							
SJF7420	Greifreifen mit Anti-Rutsch, schwarz					81,00																																																							
<b>HINTERRADACHSE</b>																																																													
SJF7500	Steckachse					◆																																																							
<b>HINTERRADPOSITION</b>																																																													
SJF7600	Hinterradposition 1 (sehr aktiv) (= 100 mm)					○																																																							
SJF7610	Hinterradposition 2 (= 75 mm)					○																																																							

SJF7620	Hinterradposition 3 (= 50 mm)		◆		
SJF7630	Hinterradposition 4 (weniger aktiv) (= 25 mm)		○		
<b>RADSTURZ</b>					
SJF7700	Radsturz 0°		○		
SJF7710	Radsturz 1°		◆		
SJF7720	Radsturz 2°		○		
SJF7730	Radsturz 3°		○		
SJF7740	Radsturz 4°		○		
<b>HINTERRADZUBEHÖR</b>					
SJF8000	Speichenschutz, Paar				
SJF8030	Luftpumpe - hoher Druck			8000	8030
<b>BREMSEN</b>					
SJF8100	Druckbremse		◆		
SJF8110	Ziehbremse				
SJF8120	Druckbremse inkl. Bremshebelverlängerung			8100	8110
SJF8130	Ziehbremse inkl. Bremshebelverlängerung				
SJF8160	Trommelbremse, inkl. Druckbremse/Ziehbremse in Abhängigkeit zur Konfiguration, nur für Standard-Hinterräder (22" u. 24")			8120	8130
<b>ZUBEHÖR</b>					
SJF8200	Transportbefestigungsset (inkl. Beckengurt)				
SJF8300	Beckengurt mit Klippverschluss			8160	8200
SJF8500	Kippschutz rechts (NC: Ankipphilfe rechts)				
SJF8550	Kippschutz links (NC: Ankipphilfe links)			8300	8500/8550
SJF8600	Passive Beleuchtung (Hinterrad)		◆		
SJF9000	Stockhalter			9100/9200	8600
SJF9100	Ankipphilfe links				
SJF9200	Ankipphilfe rechts				
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>					
1607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)			200,00	
<b>BEMERKUNGEN</b>					