



Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 · Fax 06232 5535-4

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.
Invacare® Platinum® 9
Sauerstoff-Konzentrator

 Flussrate bis 9 l/min!
 Kompatibel mit **HomeFill® II** Füllstation

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikel- nummer	Bezeichnung	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	IRC9LXO2 AWQ-DE	Invacare® Platinum® 9 Sauerstoff-Konzentrator mit Sauerstoffsensor Flussrate bis max. 9 l/min, Stromversorgung durch Netzteil Kompatibel mit HomeFill® II Füllstation Lieferumfang: Nasenkanüle für hohe Flussraten, für Erwachsene Befeuchterflasche, nachfüllbar (Sicherheitsventil 6 psi) Schlauch (220 mm) mit Anschlussadapter für Befeuchterflasche		2.595,00
		Zubehör für Invacare® Platinum® 9		
	1509581	Nasenkanüle für hohe Flussraten (bis 15 l/min), für Erwachsene, Länge 15,3 m	14.99.99.1031	12,50
	1509582	Befeuchterflasche, nachfüllbar (Sicherheitsventil 6 psi)		9,90
		Ersatz-Filter für Sauerstoff-Konzentratoren		
	M5000P	Jahresfilterkit (5.000 Betriebsstunden) für Invacare® Platinum® S und 9 Lieferumfang: Gehäusefilter (2 Stück) Einlassfilter HEPA Partikelfilter	14.99.99.4001	23,15
	M5000	Jahresfilterkit (5.000 Betriebsstunden) für Invacare® 5 Sens O₂ Lieferumfang: Gehäusefilter (2 Stück) Einlassfilter HEPA Partikelfilter	14.99.99.4001	23,15
	1561245	Invacare-Kit (ISO 8359) Firebreak für Platinum® 9 (Metall-Sauerstoffauslass, Montageanleitung)		21,50
	1663516	Firesafe Rückschlagventil	14.99.99.0031	13,80

BEMERKUNGEN