



Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 • Fax 06232 5535-4

Preise in Euro  
zzgl. gesetzlicher MwSt.
**Invacare® Zubehör für die  
Sauerstoff-Therapie**

CE

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikel- nummer	Bezeichnung	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.) Inh. je VE
	1522424- IRCPFI6AW	Invacare® <b>PreciseRx</b> Pädiatrisches Flowmeter für Invacare- Konzentratoren Durchflussmessgerät (Eingang Flow 2 l/min sowie Druck 34,5 Kpa bzw. 5 psi $\pm$ 10 %) von 0 bis 750 ml, stufenlos einstellbar mit 50 ml Skalaabständen ( $\pm$ 10 %) Lieferumfang: Gerät (Höhe 145 mm, Breite 120 mm, Tiefe 145 mm; Gewicht 800 g), Anschluss Schlauch 1513831 (2,1 m)		255,00
	IRC450	Invacare® <b>Check O<sub>2</sub> Plus</b> Sauerstoff-Analysegerät für Sauerstoff-Konzentratoren zur Überprüfung der Sauerstoffkonzentration (20,9 - 96 %, $\pm$ 1,5 %), Ausgangsdruck (0,5 - 50 PSI, $\pm$ 0,5 %) und Ausgangsfluss (0 - 10 l/min, $\pm$ 0,2 l/min) Lieferumfang: Gerät inklusive Batterien und Prüfschlauch		795,00
	M2000P	<b>Zubehör-Kit „Jahresbedarf“</b> Lieferumfang: 10 Nasenbrillen Standard 1 Sauerstoffmaske 3 Verlängerungsschläuche (7,5 m) 1 Atemgasbefeuchter 1 Wasserfalle 3 Schlauchverbinder		22,00
			14.99.99.1031	
			14.99.99.1030	
			14.99.99.1033	
		<b>Nasenkanülen / Sauerstoffbrillen für Erwachsene</b>	14.99.99.1031	VPE
		<b>Schlauchlänge 2,10 m</b>		
	1524236	HIGH FLOW - ergonomischer Auslass für Flussraten bis 15 LpM		1 3,55
	M3120	STANDARD - ergonomisch gebogener Auslass für Flussraten bis 6 LpM		1 3,50
	M3120-50	STANDARD - ergonomisch gebogener Auslass für Flussraten bis 6 LpM		50 149,00
	M3110	QUIET - ergonomisch gebogener, verjüngter Auslass für Flussraten bis 8 LpM		1 3,50
	M3110-50	QUIET - ergonomisch gebogener, verjüngter Auslass für Flussraten bis 8 LpM		50 149,00
	M3115	MICRO 7" - ergonomisch gebogener, verjüngter und kleinerer Auslass für Flussraten bis 3 LpM		1 3,50
	M3115-50	MICRO 7" - ergonomisch gebogener, verjüngter und kleinerer Auslass für Flussraten bis 3 LpM		50 149,00
		<b>Schlauchlänge 1,20 m</b>		
	1524235	Sauerstoffbrille - gerader Auslass, Schlauchlänge 1,20 m; empfohlen für <b>HomeFill® II</b> -Zylinder		1 2,50
	M3117	MICRO 4" - wie MICRO 7", aber Schlauchlänge 1,20 m		1 2,50
	M3117-50	MICRO 4" - wie MICRO 7", aber Schlauchlänge 1,20 m		50 119,00
	SPI187573	Weiche Nasenkanüle (1,2 m) für Platinum Mobile		1 6,50
		<b>Schlauchlänge 15,30 m</b>		
	1509581	Nasenkanüle für hohe Flussraten (bis 15 LpM), für Erwachsene, Länge 15,3 m		1 12,50



Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 · Fax 06232 5535-4

Preise in Euro  
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Zubehör für die  
Sauerstoff-Therapie** CE

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikel- nummer	Bezeichnung	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.) Inh. je VE	
<b>Nasenkanülen / Sauerstoffbrillen für Kinder, Schlauchlänge 2,10 m</b>			14.99.99.1031	VPE	
	M3121	PEDIATRIC - Nasenkanüle für Kleinkinder (ab 1 Jahr)		1	6,00
	M3121-50	PEDIATRIC - Nasenkanüle für Kleinkinder (ab 1 Jahr)		50	299,00
	M3122	INFANT - Nasenkanüle für Neugeborene		1	10,00
	M3122-50	INFANT - Nasenkanüle für Neugeborene		50	469,00
<b>Sauerstoffmasken, Schlauchlänge 2,10 m</b>			14.99.99.1030		
	M3210	Standard-Sauerstoffmaske für Erwachsene, mittlere Flussraten		1	4,00
	M3210-50	Standard-Sauerstoffmaske für Erwachsene, mittlere Flussraten		50	155,00
<b>Befeuchterflasche und Zubehör</b>					
	M5120	Befeuchterflasche nachfüllbar (325 ml, 3 psi Überdruckventil)		1	9,00
	I509582	Befeuchterflasche hohe Flussrate, nachfüllbar (Sicherheitsventil 6 psi)		1	9,90
	M1521	Ständer inkl. Anschluss Schlauch M1522 (15 m) für nachfüllbare Befeuchterflasche		1	42,50
<b>Schläuche</b>			14.99.99.1033		
	I513831	Verlängerungsschlauch 2,1 m		1	7,50
	M4150	Verlängerungsschlauch 5 m		1	4,50
	M4150-50	Verlängerungsschlauch 5 m		50	199,00
	M4250	Verlängerungsschlauch 7,5 m		1	5,50
	M4250-25	Verlängerungsschlauch 7,5 m		25	125,00
	M1522	Anschluss Schlauch 15 m mit integriertem Schraubanschluss für Befeuchterflasche		1	8,00
	M1522-20	Anschluss Schlauch 15 m mit integriertem Schraubanschluss für Befeuchterflasche		20	139,00
<b>Schlauchzubehör</b>					
	M4610	Universalanschluss mit Widerhaken		1	3,00
	M4610-50	Universalanschluss mit Widerhaken		50	118,00
	M4650	Schlauchverbinder		1	2,50
	M4650-50	Schlauchverbinder		50	99,00
	M1220	Schlauchverbinder, drehbar (Anschluss männlich / männlich)		1	6,50
	M1225	Schlauchverbinder, drehbar (Anschluss männlich / weiblich)		1	9,90
	M1523	Wasserfalle		1	6,00
<b>Patientennahe Brandschutz nach ISO 8359</b>					
	I561321	Firesafe Rückschlagventil			12,50
	I563212	Nasenkanüle kurz 0,3 m	14.99.99.0031		3,50