

**KÜSCHALL K-SERIES** CE  
 Starrrahmen-Rollstuhl  
 HMV-Nr.: 18.50.03.501 I  
 Benutzergewicht: **max. 130 kg**  
**Grundpreis: 3.298,00 €**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€
DKA0067		<b>KÜSCHALL K-SERIES</b> Standard-Konfiguration: • Auswahl aus 10 Sitzbreiten (320 - 500 mm), 8 Sitztiefen (350 - 525 mm), 15 Rückenhöhen (270 - 480 mm), 8 Sitzhöhen vorn (450 - 520 mm), 11 Sitzhöhen hinten (390 - 490 mm) und 20 Unterschenkelängen (290 - 480 mm) • Aluminium-Rahmen 75° • Standard-Aluminium-Rücken mit Rückenbügel • Anpassrücken, gepolstert, einstellbar • Standard-Schiebegriffe, fest, kurz • Standard-Sitzbespannung • Fußbügel Aluminium • Standard Hinterradachse mit fester Achsposition • 24" Küschall Starec Hinterräder gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert • Standard-Bremse, Bremshebel gebogen • Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen	3.298,00 €
DKA0000		MyKüschall Sonderanfertigung - Bitte auswählen, wenn Sonder-Rahmenfarbe gewünscht ist (DHA4050); Bitte vollständig beschreiben, per Fax oder E-Mail	auf Anfrage
<b>POSITIONIERUNGSPAKETE</b>			
DKA0220		Positionierungspaket Libra/MX2: Invacare MatrX Libra Sitzkissen (DKA2720), Invacare MatrX MX2 Rücken (DKA2300-2315) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DKA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 425 mm, (NC: SB 320-340 mm und 480-500 mm, ST 350-375 mm)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
DKA0230		Positionierungspaket Libra/Elite E2: Invacare MatrX Libra Sitzkissen (DKA2720), Invacare MatrX Elite E2/Elite E2 Deep Rücken (DKA2316-2357) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DKA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 425 mm, (NC: SB 320-340 mm, ST 350-375 mm)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
<b>RAHMEN</b>			
<b>ALUMINIUM-RAHMEN</b>			
DKA1040		Aluminium 75° (NC: ST 475 - 525 mm, Aktivbremse)	◆
DKA1050		Aluminium 75°, Adduktionsrahmen (NC: ST 475 - 525 mm, SHv 450 - 470 mm, Fußplatte hochklappbar, Aktivbremse)	133,00
DKA1060		Aluminium 75°, +50 mm (NC: ST 350 - 400 mm, SHv 450 - 490 mm)	133,00
DKA1070		Aluminium 90° (NC: ST 475 - 525 mm, Aktivbremse)	133,00
DKA1080		Aluminium 90°, Adduktionsrahmen (NC: ST 475 - 525 mm, SHv 450 - 470 mm, Fußplatte hochklappbar, 5" Vorderräder, Aktivbremse)	133,00
DKA1090		Aluminium 90°, +50 mm (NC: ST 350 - 400 mm, SHv 450 - 490 mm)	133,00
<b>SITZKONFIGURATION</b>			
<b>SITZFEDERUNG (nur mit 24" Hinterrädern)</b>			
DKA1200		Sitzfederung für Benutzergewicht 40 - 65 kg <sup>1)</sup>	462,00
DKA1210		Sitzfederung für Benutzergewicht 65 - 85 kg <sup>1)</sup>	462,00
DKA1220		Sitzfederung für Benutzergewicht 85 - 100 kg <sup>1)</sup>	462,00
1) NC: SB 320, 480 - 500 mm, ST 350 mm, Sitzposition 3, SHh 390 - 430 mm, Achspositionen variabel, 25" und 26" Hinterräder, Alber Anbau Kit			
<b>SITZBREITE (SB) 320 - 500 mm</b>			
DKA1310		320 mm (NC: Rückenrahmenmaterial Titan, Invacare MatrX Rücken, Sitzbespannung anpassbar; Invacare MatrX Sitzkissen, Kunststoff- und Carbon-Kleiderschutz)	○
DKA1315		340 mm (NC: Invacare MatrX Rücken, Invacare MatrX Sitzkissen, Carbon- und Kunststoff-Kleiderschutz)	○
DKA1320		360 mm (NC: Invacare MatrX Flo-tech Lite, Invacare MatrX ContourVisco NG)	○



**Standard**  
 A = SB - 64 mm    B = SB - 110 mm (Rahmen kurz)  
 SB - 120 mm (Rahmen Standard)  
 SB - 124 mm (Rahmen + 50 mm)



**Adduktion**  
 A = SB - 64 mm    C = SB - 111 mm















<b>ALBERANBAU KIT</b>		
DKA6950	E-Motion M25 und Twion Adapterplatte (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), inkl. Kippschutz der Firma ALBER (NC: Stockhalter, Transiträder 3")	926,00
<b>SICHERHEIT</b>		
<b>BREMSEN</b>		
DKA7210	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen	◆
DKA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)	71,00
DKA7240	Aktiv-Bremse	71,00
DKA7250	Aktiv-Bremse, leicht	98,00
DKA7300	Bremshebelverlängerung für Standard-Bremse	36,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)</b>		
DKA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	129,00
DKA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links	129,00
DKA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig (NC: Transiträder 3")	252,00
DKA7600	Transportbefestigungs-Kit inkl. Sicherheitsgurt mit Schnappverschluss und Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte (nur für Rückenhöhe $\geq$ 400 mm und Aluminium-Rahmen)	40,00
<b>POSITIONIERUNGSGURTE</b>		
DKA7800	Positionierungsgurt mit Klippverschluss	81,00
DKA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)	180,00
DKA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)	180,00
DKA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)	180,00
<b>REFLEKTOREN</b>		
DKA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen	◆
DKA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt	○
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)</b>		
DKA8010	Vorderrahmenschützer, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)	61,00
DKA8200	Stockhalter rechts (NC: Alber Anbau Kit)	40,00
DKA8210	Stockhalter links (NC: Alber Anbau Kit)	40,00
DKA8300	Transiträder 3"	205,00
DKA8500	Luftpumpe (NC: SB 340 mm)	10,00
DKA8550	Werkzeugsatz	10,00
DKA8650	Rädertasche für den Transport	77,00
DKA8600	Sitzstreben-Set vertikal zur Erzielung aller Sitzhöhen hinten	153,00
DKA8680	24" Mountainbike-Räder mit Tasche (mit Aluminium-Greifreifen eloxiert und Steckachse)	708,00
DKA8800	Bodypoint Wadenband	123,00
DKA8850	Bodypoint Tasche	118,00
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>		
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)	200,00



7210 7230 7240 7300



7500 / 7510

7250



7900/7910



7800



8010




7600



7810



7820/7830



8300



8500



8550



8680



8600



8650



8800



8850



**Rahmen und Unterschenkellänge im Verhältnis zur Sitzhöhe (in mm)**

Rahmen	24" HR				25" HR				26" HR			
	SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm		SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm		SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm	
			Fußbügel	Fußplatte			Fußbügel	Fußplatte			Fußbügel	Fußplatte
75° kurz	450	S	330-420	290-420	460	S	330-430	290-430	470	S	330-440	290-440
	460	S	340-430	300-430	470	S	340-440	300-440	480	S	340-450	300-450
	470	S	350-440	310-440	480	L	350-450	310-450	490	L	350-460	310-460
75° Standard	480	S	370-450	330-450	490	S	370-460	330-460	500	S	370-470	330-470
	490	S	380-460	340-460	500	S	380-470	340-470	510	S	380-480	340-480
	500	S	390-470	350-470	510	L	390-480	350-480	520	L	390-490	350-490
75° + 50 mm	500	S	390-470	350-470	510	S	390-480	350-480	520	S	390-490	350-490
	510	S	400-480	360-480	520	S	400-490	360-490	530	S	400-500	360-500
	520	L	410-490	370-490	530	L	410-500	370-500	540	L	410-510	370-510
90° kurz	450	S	330-410	290-410	460	S	330-420	290-420	470	S	330-430	290-430
	460	S	340-420	300-420	470	S	340-430	300-430	480	S	340-440	300-440
	470	S	350-430	310-430	480	L	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450
90° Standard	480	S	380-440	340-440	490	S	380-450	340-450	500	S	380-460	340-460
	490	S	390-450	350-450	500	S	390-460	350-460	510	S	390-470	350-470
	500	L	400-460	360-460	510	L	400-470	360-470	520	L	400-480	360-480
90° + 50 mm	500	S	400-460	360-460	510	S	400-470	360-470	520	S	400-480	360-480
	510	S	410-470	370-470	520	S	410-480	370-480	530	S	410-490	370-490
	520	L	420-480	380-480	530	L	420-490	380-490	540	L	420-500	380-500
75° Adduktion	480	S	370-450	x	490	S	370-460	x	500	S	370-470	x
	490	S	380-460		500	S	380-470		510	S	380-480	
	500	L	390-470		510	L	390-480		520	L	390-490	
90° Adduktion	480	S	390-440	x	490	S	390-450	x	500	S	390-460	x
	490	S	400-450		500	S	400-460		510	S	400-470	
	500	L	410-460		510	L	410-470		520	L	410-480	

**Tabelle 2: Übersicht Montageposition Seitenteil in Abhängigkeit zu Hinterradgröße und Sitzhöhe hinten**

Sitzhöhe hinten	24" Hinterrad					25" Hinterrad					26" Hinterrad				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓



		Sitzbreite in mm									
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
<b>Rahmen kurz</b>											
<b>mit Fußbügel Aluminium</b>											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
hochmontiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>mit Fußbügel Titan</b>											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
<b>mit Fußplatte winkeleinstellbar</b>											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
<b>mit Fußplatte hochklappbar</b>											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
<b>Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm</b>											
<b>mit Fußbügel Aluminium</b>											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>mit Fußbügel Titan</b>											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>mit Fußplatte winkeleinstellbar</b>											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>mit Fußplatte hochklappbar</b>											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
<b>Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm</b>											
<b>mit Fußbügel Aluminium</b>											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert		✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>mit Fußbügel Titan</b>											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>mit Fußplatte winkeleinstellbar</b>											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Tabelle 4: Übersicht Rahmenart in Verbindung mit Hinterradgröße und Vorderradgröße**

Rahmen	24" Hinterrad			25" Hinterrad			26" Hinterrad		
	Vorderrad			Vorderrad			Vorderrad		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
75° kurz	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
75° Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75° + 50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° kurz	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
90° Standard	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
90° + 50 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
75° Adduktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° Adduktion	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

**Tabelle 5: Sitzbreite in Verbindung mit Rückenbreite für Invacare Matrix Rücken**

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix Elite E2 / Elite E2 Deep							
	360	380	410	430	460	480	510	
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	
500	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix MX2							
	360	380	410	430	460	480	510	
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	
460	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	