

**ANTI-DEKUBITUS PRODUKTE** 

**Hybrid-System**

Invacare® **Softform Active® 2 Rx**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikel- nummer	Bezeichnung	Preis in EURO (ohne MwSt.)
-------	--------------------	-------------	-------------------------------

**Invacare® Softform Active® 2 Rx Hybrid-System.**  
(Matratze inkl. Wechseldruckzelleneinlage und Steuergerät) **HMV.-Nr. 11.29.09.7002**  
max. Nutzergewicht: 247 kg  
(Weichlagerungsmatratze inkl. Bezug, mit Wechseldrucksystem, bis einschließlich Dekubitusstadium IV nach EPUAP)

Bitte schreiben Sie bei der Bestellung eines Sondermaßes die gewünschte Breite und Länge in die dafür vorgesehenen Kästchen.

	1630061	900 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm, Lieferung innerhalb von 2 Arbeitstagen	1795,00
	1630062	1000 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm, Lieferung innerhalb von 2 Arbeitstagen	1895,00
	1631768	1200 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm, Lieferung innerhalb von 2 Arbeitstagen	2295,00
○		Sondermaß: Gesamthöhe 152 mm, Lieferung innerhalb von 15 Arbeitstagen Gewünschte Breite in mm: 830, 855, 880, 900 Gewünschte Länge in mm: 1900, 1950, 1980, 2000, 2030, 2100	1995,00

Breite

Länge

X

**Einzelkomponenten für Hybrid-System Invacare® Softform Active® 2 Rx**
**Matratze inkl. Wechseldruckzelleneinlage, ohne Steuergerät**

(max. Nutzergewicht: 247 kg)

(Weichlagerungsmatratze inkl. Bezug, Einsatzempfehlung: Dekubitusprophylaxe bis hohem Risiko und Therapieunterstützung bis Stadium IV nach EPUAP)

Bitte schreiben Sie bei der Bestellung eines Sondermaßes die gewünschte Breite und Länge in die dafür vorgesehenen Kästchen.

	1630063	900 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm, Lieferung innerhalb von 15 Arbeitstagen	995,00
	1630064	1000 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm, Lieferung innerhalb von 15 Arbeitstagen	1095,00
	1631770	1200 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm, Lieferung innerhalb von 15 Arbeitstagen	1395,00
○		Sondermaß: Gesamthöhe 152 mm, Lieferung innerhalb von 15 Arbeitstagen Gewünschte Breite in mm: 830, 855, 880, 900 Gewünschte Länge in mm: 1900, 1950, 1980, 2000, 2030, 2100	1195,00

Breite

Länge

X

**Steuergerät inkl. Netzkabel**

Betriebsgeräusch &lt; 24 dB (A)

Maße: H 155 x B 275 x T 105 mm

Gewicht: 1,75 kg

	1629800	<b>Softform Active® 2 Rx</b> Steuergerät	945,00
--	---------	--	--------