



Sicher und vielseitig

- Zwei Hygieneausschnitte
- Leicht einzustellende Sitzhöhe in 7 Stufen (400-550 mm)
- Sehr geringes Gewicht mit 1,65 kg
- Werkzeuglos montierbar und sehr einfach zu reinigen
- Stabiler Halt durch rutschfeste FüÙe
- Belastbarkeit bis 135 kg



Sicher, vielseitig und drehbar

- Mit einem Handgriff wird aus dem Duschhocker **Dot**, der Drehscheibe **Disk** und einem Adapter ein Duschhocker mit drehbarer SitzflÙe
- In den Farben grau oder blau erhÙltlich
- Belastbarkeit bis 135 kg

Technische Daten

Bestellnummern	Aquatec® Dot Sitzhöhe 400 - 550 mm	Aquatec® Disk on Dot	Aquatec Disk for Dot
Duschhocker	1564679 (VPE: 1) 1564759 (VPE: 2)		
Disk on Dot inkl. Adapter		1575267 (blau) 1575268 (grau)	
Disk for Dot inkl. vormontiertem Adapter			1575267 (blau) 1562350 (grau)
Weiteres			
Gewicht	1,65 kg	4,1 kg	4,1 kg
Belastbarkeit	135 kg	135 kg	135 kg
Farbe	Grau	Blau, Grau	Blau, Grau