



Sicher, flexibel und vielseitig

- Schneller Patientenwechsel durch Einhand-Höhenverstellung etc.
- Leichte Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Viel Platz beim Gehen durch vorne erhöhten Rahmen
- Sicheres Aufstehen und Hinsetzen, gute Unterfahrbarkeit von Betten durch nach hinten abfallende Seitenteile
- Vereinfachter Transfer von Rollstühlen durch offen gestalteten, 3-fach verstellbaren Rahmen
- Breitereinstellung der Unterarmauflagen erfolgt simultan, wobei stets ein Winkel von 25° zwischen Schulter und Handgelenk beibehalten wird; für eine natürliche Körperhaltung
- Optimale Druckentlastung und einfache Reinigung der abnehmbaren Armauflagen durch weiches, wasserabweisendes Material
- Werkzeugfreie Montage des Zubehörs
- Belastbarkeit bis 150 kg

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ 1529019 Rad komplett mit Feststeller
- ❷ 1534618 Polster Armauflagen (Paar)
- ❸ 12593 Handgriff weich, Paar



Step Up
Hydraulisch



Step Up
Elektrisch

Zubehör *Dolomite Step Up*



1531390 Praktischer Korb.
Kunststoffnetz, max.
Belastbarkeit 5 kg,
einfache Befestigung ohne
Werkzeug. ○*




1531391 Tablett.
Wird auf den Korb
aufgesetzt, Belastbarkeit
5 kg. ○*



1531448 Ellbogenstütze.
Seitenhalt für die Unterarme.
○*



1539515
Kugel-Handgriffe.
Ideal wenn die Hand nicht
geschlossen werden kann. ○*



SP1590289 Anatomische
Handgriffe.
Dank glatter Oberfläche
einfach wischdesinfizierbar.
○*



Handbremse /
Einhandbremse
1537656 Kit
Handbremse.
1531450 Einhandbremse
links.
1539513 Einhandbremse
rechts. ○*



1531408 Drehbare
Laufrollen mit
Richtungsfeststeller.
○*



1531406 Sauerstoff-
flaschenhalter.
Einschl. Befestigungs-
material, wird vorn am Mast
mit Drehkopfverschraubung
ohne Werkzeug montiert. ○*



1531407 Tropfständer. ○*



1531449 Stehhilfese.
(Gurte, Kniepolster,
Stehplatte). Zusätzliche
Unterstützung im Knie und
Hüftbereich beim Stehen. ○*



1536846 Stützgurte.
Verleiht Sicherheit und
ermöglicht somit ein
frühzeitigeres Lauftraining.
○*

○* = Optional

Technische Daten

Bestellnummer	<i>Dolomite Step Up</i> Manuelle Version	<i>Dolomite Step Up</i> Hydraulische Version*	<i>Dolomite Step Up</i> Elektrische Version*
Gehwagen	1521677	1521678	1521679
Gehwagen mit Handbremse	-	1536121	1536122
Hilfsmittelverzeichnisnummer	10.46.02.1019	10.46.02.1020 10.46.02.1021 (mit Handbremse)	-

Weiteres			
Gewicht	16 kg	18 kg	23 kg
Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Farbe	Beige	Beige	Beige

* Mit Handbremse ausstattbar