



Sicher und belastbar

- Wiedereinsatz möglich
- Fahrbarer Toilettenstuhl
- Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken durch platz sparenden Schiebebügel
- Erleichtertes Umsetzen durch nach unten wegklappbare Armlehnen (über Entriegelungsfunktion) und abschwenkbare, abnehmbare Fußstützen
- Stabile Toilettenbrille mit integriertem Toilettentopfhalter
- **H720T Special** mit Sitztiefe 480 mm und Sitzbreite 600 mm



Sicher und stapelbar

- Wiedereinsatz möglich
- Leichte Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Schnelle Höhenverstellbarkeit
- Innovativer Toiletteneinsatz
- Optimale Positionierung über dem Toilettenbecken
- Belastbarkeit bis 140 kg

Technische Daten

Bestellnummern	Invacare® H720T	H440 Omega Eco
Toilettenstuhl, fahrbar	1525770	
Toilettenstuhl, fahrbar, in Sonderbau	H720T Special	
Toilettenstuhl (VPE: 5 Stk.)		1542903
Hilfsmittelverzeichnisnummern		33.40.04.0023
H720T	18.46.02.0001	
H720T Special 60-48	zusätzlich 18.99.99.2002	
Weiteres		
Gewicht	14,0 kg	7,5 kg
Belastbarkeit	135 kg	140 kg
Farbe	Schwarz-Anthrazit	Lavendelblau