



- Fahrbarer, stufenlos höhenverstellbarer Bett-Tisch
- Tischplatte kann ohne Werkzeug in der Höhe, in der Neigung und seitlich verstellt werden
- Erhöhte Umrandung der Tischplatte gibt Gegenständen sicheren Halt
- Geringes Gewicht

**Auswahl Ersatzteile:**

- ❶ L865-MA04A Tischplatte mit Schrauben
- ❷ L865-MA03A Rolle



**Technische Daten**

<b>Invacare® L865</b>	<b>Bestellnummer</b>
Bett-Tisch, fahrbar	<b>L865</b>
<b>Weiteres</b>	
Gewicht	7,2 kg
Belastbarkeit	10 kg