

# Scorpius®

## Mobilität zum Mitnehmen

Elektrisch  
oder manuell  
faltbar!



Der faltbare Scooter für Ihr vielseitiges Leben

FALTBAR | KOMPAKT | PRAKTISCH



Jetzt ist die Suche nach einer Sitzgelegenheit in der Einkaufsmeile vorbei - denn mit dem Scooter *Invacare Scorpius* gehen Sie nicht mehr einkaufen, Sie fahren! Und das bequem im Sitzen. Das kleine, zusammenfaltbare Elektromobil ist auch der ideale Begleiter für Ihren nächsten Ausflug: In den Kofferraum gepackt kommt der Scorpius einfach überall hin mit und fährt Sie vor Ort entspannt durch die Gegend.

## 1, 2, 3 - dabei! Schnell zusammengefaltet

Dieser schlaue Scooter hat noch ein Ass im Ärmel: Er lässt sich zu einem kompakten Paket zusammenfalten und dann wie ein Reisekoffer einfach hinter sich herziehen - Und los geht's!

Manuell zusammenfalten oder doch lieber elektrisch per Knopfdruck - Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Modellvarianten:

Der *Invacare Scorpius* lässt sich mechanisch von Hand in drei einfachen Schritten zusammenfalten.

Die Variante mit elektrischem Faltmechanismus heißt *Invacare Scorpius-A* - A wie automatisch. Auf Knopfdruck oder per Fernbedienung faltet sich der kleine Scooter von selbst zusammen und wieder auseinander - und das in weniger als zehn Sekunden.



### Kompakt und leicht

Im zusammengefalteten Zustand sind beide Modelle so kompakt, dass sie in einen gewöhnlichen Fahrzeugkofferraum passen. Da beide Modelle ohne Batterie weniger als 30 kg wiegen, lassen sie sich mit wenig Aufwand verladen. Hervorragend ist diese Falt-Funktion auch zur Aufbewahrung, da der Scorpius kaum Platz benötigt.



### Ideal für Flugreisen

Der *Invacare Scorpius* kann Sie sogar im Flugzeug und auf Ihren Auslandsreisen begleiten. Auch die elektrische Variante *Scorpius-A* erfüllt die IATA- und MSDS-Anforderungen zur Mitnahme in Flugzeugen, da seine Lithium-Ionen-Batterie mit 11,6 Ah lediglich 2,8 kg wiegt.\*



\*Wir empfehlen dennoch, die Mitnahme des Scooters vor Reiseantritt mit Ihrer Fluggesellschaft abzuklären.

# 5

## HAUPTMERKMALE

1

### Kompakt zusammenfaltbar

- ▶ Müheloses Zusammenfallen für Reisen und Aufbewahrung
- ▶ Transportmaße in gefaltetem Zustand: Gesamtlänge nur 780 mm (**Scorpius**) bzw. 775 mm (**Scorpius-A**) bei einer Gesamtbreite von 512 mm und einer Gesamthöhe von 540 mm

2

### Digital gerüstet: der Scorpius-A

- ▶ Intuitive LED Touchscreen-Technologie
- ▶ Elektrisch zusammenfaltbar in weniger als 10 Sekunden
- ▶ Ausgestattet mit einer Diebstahlsicherung

3

### LED-Beleuchtung

- ▶ LED-Scheinwerfer vorne und hinten
- ▶ Inklusive reaktiver Bremslichter

4

### Flugzeugkonformer Akku

- ▶ Serienmäßig mit für Flugreisen geeigneter Lithium-Ionen-Batterie (11,6 Ah)
- ▶ IATA- und MSDS-konform

5

### Klein, aber oho

- ▶ Dank der pannensicheren 8 Zoll Vorder- und Hinterräder fahren Sie auch auf unwegsamem Untergrund sicher.



## Optionen und Zubehör

### ▶ Gepäcktaschen

Optional sind Gepäcktaschen zur Befestigung vorne, hinten oder unter dem Sitz sowie eine praktische Abdeckplane zur Aufbewahrung erhältlich.

### ▶ Batterie mit 17,4 Ah

Für Personen, die längere Distanzen zurücklegen möchten (23 km), ist eine stärkere Lithium-Ionen-Batterie erhältlich.





## Technische Daten ▼

Detailliertere Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf [www.invacare.de](http://www.invacare.de).  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Sitzbreite ▼



Sitztiefe ▼



Sitzhöhe ▼



Maße  
zusammengefoldet  
(L x B x H) ▼



Gesamtbreite ▼



Gesamtlänge ▼

<b>Scorpius</b>	419 mm	340 mm	560 mm	780 x 512 x 540 mm	512 mm	953 mm
<b>Scorpius-A</b>	419 mm	340 mm	560 mm	775 x 512 x 540 mm	512 mm	953 mm



Gesamthöhe ▼



Gesamtgewicht  
(inkl. Batterien) ▼



Gesamtgewicht  
(ohne Batterie) ▼



Max.  
Nutzergewicht ▼



Batteriekapazität ▼



Wendekreis ▼

<b>Scorpius</b>	953 mm	30 kg	27,2 kg	115 kg	1 x 25,2 V / 11,6 Ah	1140 mm
<b>Scorpius-A</b>	953 mm	30,8 kg	28 kg	115 kg	1 x 25,2 V / 11,6 Ah	1140 mm



Max.  
überwindbare  
Höhe ▼



Bodenfreiheit ▼



Max. sichere  
Neigung ▼



Reichweite ▼



Geschwindigkeit ▼



Motorleistung ▼

<b>Scorpius</b>	50 mm	43 mm	6°	15 km	8 km/h	250 W
<b>Scorpius-A</b>	50 mm	43 mm	6°	15 km	8 km/h	250 W

## Verkleidungsfarbe ▼



Weiß



Rot

## Polsterung ▼



Schwarz

**Invacare GmbH**  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
E-Mail [kontakt@invacare.com](mailto:kontakt@invacare.com)  
Web [www.invacare.de](http://www.invacare.de)

**Invacare Austria GmbH**  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
E-Mail [info-austria@invacare.com](mailto:info-austria@invacare.com)  
Web [www.invacare.at](http://www.invacare.at)

**Invacare AG**  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
E-Mail [switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)  
Web [www.invacare.ch](http://www.invacare.ch)



**Yes, you can.®**

© 2020 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind zur Zeit der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Absprache zu ändern. Scorpius - DE - 04/2020 - 1647483