

**Invacare® Scorpius®-A** CE

Elektrisch faltbarer Scooter

**Benutzergewicht: max. 115 kg**

**Grundpreis: ab 2.814,29 €**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
1654775	Invacare® Scorpius-A, elektrisch faltbarer 4-Rad-Scooter, 8 km/h, Weiß, bis 115 kg	2.814,29
1661565	Invacare® Scorpius-A, elektrisch faltbarer 4-Rad-Scooter, 8 km/h, Rot, bis 115 kg	2.814,29
<b>LIEFERUMFANG</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gepolsterter Sitz, abnehmbar, mit abklappbarer Rückenlehne</li> <li>• gepolsterte Armlehnen, abnehmbar</li> <li>• höhenverstellbare Lenksäule</li> <li>• 8" Vorder- und Hinterräder mit pannensicherer Bereifung</li> <li>• Stützräder hinten für ein kontrolliertes Überfahren von Hindernissen</li> <li>• Stützräder mittig, um den Scooter in zusammengefaltetem Zustand ziehen zu können</li> <li>• Stoßfänger hinten</li> <li>• 11,6 Ah Lithium-Ionen-Batterie, IATA- und MSDS-konform</li> <li>• 24 V / 2 A Ladegerät</li> <li>• LED-Scheinwerfer vorne und hinten, mit reaktiven Bremslichtern</li> <li>• LED Touchscreen-Display mit Akkuladestandsanzeige, Fehlerkontrolllampe, einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und digitaler Diebstahlsicherung (Sperrung des Scooters durch Verwendung eines Passworts)</li> <li>• mit Funkfernbedienung zum einfachen Entsperren des Scooters und zum Auslösen des Faltmechanismus</li> </ul>		
<b>ZUBEHÖR</b>		
1655287	Tasche zur Montage an der Lenksäule	51,26
1655288	Tasche zur Montage am Rücken	59,66
1655289	Tasche zur Montage unter dem Sitz	51,26
1655309	Haltegurt	68,07
1655286	17,4 Ah Lithium-Ionen-Batterie für eine höhere Reichweite bis 23 km (4 A Ladegerät kann optional mitbestellt werden)	843,70
1655315	Ladegerät 24 V / 4 A für 17,4 Ah Lithium-Ionen-Batterie	205,88
1656435	Regenabdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Regen und Schmutz	77,31
1662515	Zusätzliche Funkfernbedienung, zum einfachen Entsperren des Scooters und zum Auslösen des Faltmechanismus	137,82



1655287



1655288



1655289



1655309




1655286




1655315



1656435



1662515



1662515