

**KÜSCHALL THE KSL** CE

Starrrahmen-Rollstuhl  
Benutzergewicht: **max. 100 kg**

**Grundpreis: 4.388,00 €**



Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€
DSA0085		<b>KÜSCHALL THE KSL</b> Standard-Konfiguration: • Aluminium-Rahmen 75° • Auswahl aus 6 Sitzbreiten (340 - 440 mm), 5 Sitztiefen (385 - 485 mm), 11 Rückenhöhen (270 - 420 mm), 9 Sitzhöhen vorn (450 - 530 mm), 9 Sitzhöhen hinten (400 - 480 mm) und 16 Unterschenkellängen (350 - 500 mm) • fester Rücken mit Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert • ohne Schiebegriffe • Standard-Sitzbespannung • Fußbügel Aluminium mit Wadenband am Rahmen montiert • 24" Küschall Starec Hinterräder gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert • Standard-Bremse, Bremshebel gebogen • Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt	4.388,00 €
DSA0000		MyKüschall Sonderanfertigung - Bitte auswählen, wenn Sonder-Rahmenfarbe gewünscht ist (DSA4050); Bitte vollständig beschreiben, per Fax oder E-Mail	auf Anfrage
<b>POSITIONIERUNGSPAKETE</b>			
DSA0220		Positionierungspaket Libra/MX2: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DSA2720), Invacare Matrix MX2 Rücken (DSA2300-2315) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DSA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 425 mm, (NC: SB 340 mm, ST 385 mm)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
<b>RAHMEN</b>			
DSA1000		Aluminium 75°	◆
DSA1010		Aluminium 75°, Adduktionsrahmen	133,00
DSA1020		Aluminium 90°	133,00
DSA1030		Aluminium 90°, Adduktionsrahmen (NC: 5"Vorderräder)	133,00
<b>SITZKONFIGURATION</b>			
<b>SITZBREITE (SB) 340 - 440 mm</b>			
DSA1315		340 mm (NC: Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Sitzkissen)	<input type="radio"/>
DSA1320		360 mm (NC: Invacare Matrix ContourVisco NG Sitzkissen)	<input type="radio"/>
DSA1325		380 mm	<input type="radio"/>
DSA1330		400 mm	<input type="radio"/>
DSA1335		420 mm	<input type="radio"/>
DSA1340		440 mm	<input type="radio"/>
<b>SITZTIEFE (ST) 385 - 485 mm</b>			
DSA1430		385 mm (NC: Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte)	<input type="radio"/>
DSA1440		410 mm	<input type="radio"/>
DSA1455		435 mm	<input type="radio"/>
DSA1470		460 mm	<input type="radio"/>
DSA1485		485 mm (NC: Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen, Invacare Matrix ContourVisco NG Sitzkissen)	<input type="radio"/>
<b>RÜCKENHÖHE (RH) 270 - 420 mm</b>			
DSA1600		Bei einem Invacare Matrix Rücken ist die Rückenhöhe abhängig vom gewählten Positionierungsrücken - Bitte diese Option (DSA1600) auswählen, wenn ein Invacare Matrix Rücken oder ein Positionierungspaket gewählt wird.	<input type="radio"/>
DSA1605		270 mm	<input type="radio"/>
DSA1610		285 mm	<input type="radio"/>
DSA1615		300 mm	<input type="radio"/>
DSA1620		315 mm	<input type="radio"/>
DSA1625		330 mm	<input type="radio"/>



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.



Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr; bis Vorderkannte Sitzbespannung.



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkannte Rückenbespannung.







DSA6790	24", 25" Aluminium leicht, Schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm	129,00
<b>HAND- UND SPEICHERSCHUTZ</b>		
DSA6900	24" Transparent	143,00
DSA6910	24" Schwarz	191,00
<b>ALBERANBAU KIT</b>		
DSA6950	E-Motion M25 und Twion Adapterplatte (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), inkl. Kippschutz der Firma ALBER	926,00
<b>SICHERHEIT</b>		
<b>BREMSEN</b>		
DSA7210	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen	◆
DSA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)	71,00
DSA7240	Aktiv-Bremse (nicht in Kombination mit ST 385 - 410 mm und Hinterradposition 1 (140 mm) oder Hinterradposition 2 (125 mm) und 25" Hinterräder)	71,00
DSA7250	Aktiv-Bremse, leicht	98,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)</b>		
DSA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	129,00
DSA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links	129,00
DSA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig (NC: Transiträder 3")	252,00
DSA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)	180,00
DSA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)	180,00
DSA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)	180,00
DSA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen	○
DSA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt	◆
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)</b>		
DSA8010	Vorderrahmenschilder, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)	61,00
DSA8500	Luftpumpe (NC: SB 340 mm)	10,00
DSA8550	Werkzeugsatz	10,00
DSA8650	Rädertasche für den Transport	77,00
DSA8800	Bodypoint Wadenband	123,00
DSA8850	Bodypoint Tasche	118,00
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>		
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)	200,00



**MYKÜSCHALL**



Bitte beschreiben Sie auf dem „MY-Küschall“ Bestellblatt ausführlich Ihre individuellen Wünsche.

**Senden Sie das komplett ausgefüllte Bestellformular bitte an: [rehabservice@invacare.com](mailto:rehabservice@invacare.com)**