

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 • Fax 06232 5535-4

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® Kompas™ CE

Faltbarer Elektro-Rollstuhl
Benutzergewicht: **max. 115 kg**


Grundpreis: 3.728,97 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR	Preis in EUR inkl. MwSt (7%)	
1662629	<i>Invacare® Kompas™</i> , faltbarer Elektro-Rollstuhl, 6 km/h, bis 115 kg	3.728,97	3.990,00	
	Lieferumfang: - gepolsterter Sitz inkl. Haltegurt - Korb aus Nylon zum Transport kleinerer Gegenstände, unter dem Sitz angebracht - höhenverstellbare Rückenlehne inkl. Rückentasche - höhenverstellbare Fußauflage mit Anti-Rutsch-Oberfläche - Anti-Kippräder für zusätzliche Stabilität und einfachen Transport - intelligentes und regeneratives Bremssystem - 8" Hinterräder, Luftbereifung - 7" Vorderräder, pannensichere Bereifung - 11,4 Ah Lithium-Ionen-Batterie für eine Reichweite von bis zu 11 km - P&G VR2 Steuerung, 50 A Powermodul - 3 A Ladegerät, externes Laden möglich			