

# Flo-tech<sup>®</sup> Contour Visco<sup>NG</sup>



Das formschlaue Sitzkissen,  
das sich ganz an Sie anpasst




Yes, you can.

Anatomisch geformt und aus 100% Visco-Formschaum - das sind die Hauptmerkmale des neuen Rollstuhlsitzkissens *Invacare Contour Visco<sup>NG</sup>*. Was seine hochelastische Füllung bewirkt, spüren Sie sofort. Der Spezialschaum bietet eine optimale Druckverteilung und gibt dadurch unangenehmen Druckstellen keine Chance. Außerdem lässt Sie dieses Rollstuhlkissen stabil und komfortabel sitzen, es verleiht Halt und stützt Ihr Becken ideal. Bei der Form wurde auf eine niedrige Höhe geachtet, sodass eine Fortbewegung durch Trippeln und das Unterfahren niedriger Tische nach wie vor möglich ist.



### Schwungvoll – schlau

- ▶ Der geschwungene hintere Bereich liefert extra Stabilität für das Becken und sorgt für eine korrekte Positionierung.
- ▶ Ein willkommener Lückenfüller: Das abgerundete Contour Visco<sup>NG</sup> passt unter das Rückenpolster, sodass keine Lücken entstehen.
- ▶ Die Kontaktfläche und die Druckverteilung werden maximiert, sodass Haut und Gewebe vor Dekubitus geschützt werden.



### Abgeschrägte Vorderkante

- ▶ Unterstützt die Oberschenkel und lässt Freiraum für die Kniekehlen.
- ▶ Ideal für Menschen mit verkürzter hinterer Oberschenkelmuskulatur: Die Füße können bequem im 90° Winkel und sogar weniger positioniert werden.
- ▶ Ermöglicht zudem eine Trippel-Fortbewegung



### Hygienisch und sicher – in jeder Variante

- ▶ Sehr breite Auswahl an verschiedenen Kissengrößen
- ▶ Anti-Rutsch-Unterseite für sichere Stabilität
- ▶ Mit praktischem Tragegriff
- ▶ Einfach wechseln und waschen: Zwei wasserabweisende Bezüge mit Doppel-Reißverschluss sind inklusive.
- ▶ Bi-elastische Bezüge ermöglichen angenehmes Einsinken in das Kissen



### Viskoelastische Eigenschaften

- ▶ Sitzkissen passt sich individuell an Körperform an
- ▶ Dank der vergrößerten Kontaktfläche wird Druck optimal verteilt
- ▶ Verbessert die Sitzposition bei gleichzeitig sehr angenehmen Sitzgefühl
- ▶ Geeignet als Ergänzung zu einem Dekubitus-Behandlungsplan (Stadium I – III) nach klinischem Urteilsvermögen des behandelnden Arztes / Therapeuten

## Technische Daten ▾

Detailliertere Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf [www.invacare.de](http://www.invacare.de). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

							
	Breite ▾	Tiefe ▾	Höhe ▾	Gesamtgewicht ▾	Max. Nutzergewicht ▾	Max. Waschttemperatur ▾	
<b>Flo-tech® Contour Visco<sup>NG</sup></b>	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm	100mm	1.3kg	140Kg*	90°	

Das Sitzkissen ist nach EN1021-1 Cig und EN1021-2 Match hergestellt.

\*Kissen mit Sitzbreite 380 und 405 mm – Mindestnutzergewicht: 40 kg  
Kissen mit Sitzbreite 430 mm und mehr – Mindestnutzergewicht: 60 kg

**Invacare GmbH**  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-38  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

**Invacare Austria GmbH**  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

**Invacare AG**  
Neuhofweg 51  
4147 Aesch BL  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch



**Yes, you can.®**