


Eine dreidimensionale anatomische Kontur kennzeichnet das *Invacare Matrx Flo-tech Contour* Kissen. Es bietet eine hohe Stabilität und eine sehr gute Druckverteilung.

Einsatzbereich (unter anderem)

- Neurologie
- Geriatrie

Eigenschaften

- Fester Schaumstoff für einfachen Transfer
- Hohe Druckentlastung
- Verbessert Sitzposition und Sitztoleranz



Das *Invacare Matrx Flo-tech Contour Lo Back* hat im hinteren Bereich eine tiefere Kontur. Dadurch wird eine verbesserte Körperhaltung erreicht, Scherkräfte werden reduziert.

Diese Kissen sind besonders geeignet als Ergänzung zu einem Dekubitus-Behandlungsplan (Stadium I) nach klinischem Urteilsvermögen des behandelnden Arztes / Therapeuten.



Wussten Sie schon?

Die Verwendung von Formschaum ermöglicht bei diesen Kissen eine dreidimensionale Kontur in einer Präzision, wie sie mit Blockschaum nicht erreicht werden kann.



Vergleich



Matrx Flo-tech Contour



Matrx Flo-tech Contour Lo-Back

Technische Daten

	Gesamthöhe	Gesamtgewicht	Max. Nutzergewicht	Reinigung Bezug
Matrx® Flo-tech® Contour	10 cm	1,38 kg	152 - 191 kg	80°
Matrx® Flo-tech® Contour Lo Back	10 cm	1,38 kg	152 kg	80°

HMV-Nummer: 11.39.01.2011

HMV-Nummer: 11.39.01.2015