



**Sicherer, langlebiger Standkonzentrator mit hohen Flussraten**

- Leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen
- Hohe Flussrate (bis 9 l/Min.) mit hoher Sauerstoffkonzentration (87-96 %) und **Invacare® HomeFill® II** Kompatibilität
- ermöglicht effiziente sowie kostengünstige Sauerstoffversorgung ohne zusätzlich wiederkehrende Lieferkosten
- Integrierte Alarmsysteme und einfache Bedienbarkeit sorgen für einen sicheren Gebrauch zu Hause.
- Leicht handhabbar durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

**Auswahl Ersatzteile:**

- 1107412 Gehäusefilter
- 2001656 P.E. VENTIL KPL
- 1153687 Kompressorwartungskit mit Anweisungen
- 1131249 Einlassfilter

**Für den Wiedereinsatz:**

- M5120 Befeuchterflasche, nachfüllbar
- 1110768 Schlauch 22 cm mit Anschlussadapter
- M5000P Jahresfilterkit mit Gehäusefilter, Einlass- und Bakterienfilter
- 1509581 Nasenkanüle für Flußraten bis 15 l/min, Länge 15,3 m oder
- 1524236 Nasenkanüle für Flußraten bis 15 l/min, Länge 2,1 m

**Merkmale und Optionen**



Praktische Netzkabelbefestigung



Servicefreundlich und zuverlässig



**Sauerstoff-Füllstation**

*Invacare® HomeFill® II* kann jederzeit angeschlossen werden.

**Technische Daten**

Gewicht	Wechselstrom	Leistungs-aufnahme	Pulsmenge	Sauerstoff-konzentration	Druck	Geräuschpegel
 23,6 kg	 230 V, 50 - 60 Hz	 460 W	 1 - 9 l/Min	 87-96%	 62 kPa	 < 48 dB(A)

Invacare **Platinum® 9**



Höhe  
bis 1230m



Normen und Richtlinien  
ISO 8359/AMD1



**HomeFill® II** kompatibel

Bestellnummer: IRC9LXO2AWQ-DE

Invacare **Platinum® 9**