



Der *Invacare® Stream* ist ein solider Elektro-Rollstuhl. Kompakt und wendig eignet er sich ideal für den Innenbereich und überzeugt mit der serienmäßigen Beleuchtung und der Hinterrad-Federung auch bei Fahrten im Außenbereich. Der einstellbare Sitz kann einfach an unterschiedliche Nutzer angepasst werden.

### **Robust und solide**

Die großen Hinterräder bewältigen Bodenunebenheiten und sorgen für kräftigen Antrieb. Die Stützräder ermöglichen ein kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten.

Dank der 50 Ah Batterien ist eine Reichweite von bis zu 25 km möglich.

### **Einfach zu bedienen**

Der *Stream* wurde vor allem in Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt.

Für den einfachen und sicheren Transport kann der Elektro-Rollstuhl mit einem optionalen Crash-Kit ausgestattet werden.

## Optionen und Merkmale



### **Fahrpult Shark2**

Mit integrierter Bedienung der Lichtanlage.



### **Hinterräder**

Pannensichere 14" Hinterräder inkl. Anti-Kippräder für noch mehr Sicherheit.



### **Beinstützen**

Nach innen und außen abschwengbare Beinstützen. Dadurch lässt sich der Rollstuhl leichter transportieren und Transfers können einfacher durchgeführt werden.



### **Lichtanlage**

Leuchten und Blinker gemäß StVZO.

# Technische Daten

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Armlehnenhöhe	Länge der Fußstützen	Sitzwinkel	Rückenlehnenwinkel
<b>Stream</b>	440 - 490 mm <sup>1</sup>	410, 460, 510 mm	425 - 500 mm <sup>2</sup>	480 mm <sup>2</sup>	290 - 360 mm <sup>2</sup>	300 - 430 mm <sup>2</sup>	bis 22°	-10° - 30°

	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtgewicht	Max. Benutzergewicht	Batteriekapazität	Wendekreis	Überwindbare Bordsteinhöhe
<b>Stream</b>	640 mm	1000 mm	1030 mm	105 kg	130 kg	50 Ah	1660 mm	50 mm

	Max. sichere Neigung	Motorleistung	Reichweite	Geschwindigkeit
<b>Stream</b>	6° / 11 %	2 x 180 W	25 km <sup>3</sup>	6 km/h

1. Sitzkissen 430 mm breit
2. Gemessen ohne Sitzkissen
3. Gemäß ISO 7176-4:2008



Crash-Kit nachrüstbar

## Rahmenfarbe

Silber



## Polsterfarbe

Schwarz



HMV-Nr.: 18.50.04.0149