

## Aquatec® Orca-Familie

Vom Erfinder des Badewannenlifters. Über 30 Jahre Know-how und Erfahrung.

- Unübertroffene Stabilität für jahrelangen Einsatz
- Optimiertes Design für einfache Aufbereitung und häufigen Wiedereinsatz
- Kompatibel mit fast allen Badewannen
- Umfangreiches Zubehörprogramm erhöht die Flexibilität auch bei schwierigen Versorgungen

## Aquatec® Orca / Orca XL



- Robuster Rahmen mit verstärkter Hubschere
- Lithium-Ion Akkuzellen auf Manganbasis: besonders tiefentladesicher, kein Memory-Effekt
- Abknöpf- und maschinenwaschbare Komplettbezüge
- Einfache, schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen
- Einfacher Transport, schneller Aufbau (in zwei Teile zerlegbar) und leichte Einweisung
- Wartungsfreies Antriebssystem
- Belastbarkeit bis 140 kg / 170 kg



### Aquatec® Orca

Mit absenkbarer Rückenlehne.



### Aquatec® Orca XL

Mit absenkbarer Rückenlehne. Badewannenlifter mit besonders hoher Belastbarkeit: 170 kg!



Auch ohne Bezug einsetzbar.




Ergonomisches, schwimmfähiges Handbedienteil – liegt sicher in der Hand.

## Technische Daten

Bestellnummern	<i>Aquatec Orca</i>	<i>Aquatec Orca XL</i>
Badewannenlifter mit Bezug	<b>1571773</b>	<b>1573684</b>
Badewannenlifter ohne Bezug	<b>1573863</b>	
Badewannenlifter mit Bezug, 5 Jahre Garantie	<b>1574464</b>	
Badewannenlifter ohne Bezug, 5 Jahre Garantie	<b>1574465</b>	
Badewannenlifter ohne Bezug, mit Trans (grau), 3 Jahre Garantie	<b>1574467</b>	
Badewannenlifter ohne Bezug, mit Trans (grau), 5 Jahre Garantie	<b>1574468</b>	
Hilfsmittelverzeichnisnummer	04.40.01.0062	04.40.01.0063

Abmessungen		
Sitzbreite ohne Seitenklappen	375 mm	375 mm
Sitzbreite mit Seitenklappen	715 mm (A)	715 mm (A)
Sitztiefe	490 mm (B)	490 mm (B)
Sitzhöhe max.	420 mm (C)	420 mm (C)
Sitzhöhe min.	60 mm	60 mm
Breite Rückenlehne	360 mm (D)	360 mm (D)
Höhe Rückenlehne	665 mm (E)	665 mm (E)
Gesamttiefe (Rückenlehne aufrecht)	650 mm (F)	650 mm (F)
Gesamttiefe (Rückenlehne abgesenkt)	920 mm	920 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	1075 mm (G)	1075 mm (G)
Standfläche	580 x 295 mm	580 x 295 mm
Bezugstärke	3 mm	3 mm

Abmessungen	<i>Aquatec Orca</i>	<i>Aquatec Orca XL</i>
Gesamtgewicht ohne Handbedienteil	10,8 kg	11,6 kg
Gewicht Sitz	6,6 kg	7,4 kg
Gewicht Rückenlehne	4,2 kg	4,2 kg
Gewicht Handbedienteil	0,4 kg	0,4 kg
Belastbarkeit	140 kg	170 kg
Rückenlehne absenkbar bis	40°	40°
Farbe	Weiß	Weiß



### Auswahl Ersatzteile:

- **1471017** Bezug-Set weiß, Saugerset (4 St.), Bedienungsanleitung, Saugerdeckel für *Aquatec Orca*
- **1470576** Bezug-Set: Sitz und Rücken für *Aquatec Orca*, weiß
- **15072** Sauger einlaschig mit Kopf, Paar schwarz, 80 mm für *Aquatec Orca*
- **15071** Sauger zweilaschig mit Gewinde, Paar schwarz, 80 mm für *Aquatec Orca* und *Kogia*
- **1470902** Handbedienteil mit integriertem Akku für *Aquatec Orca*
- **15892** Seitenklappe für *Aquatec Orca, Orca XL*