



Invacare® R8802 Futura




- Platz sparend: wird an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch nach oben geklappt
- Sicheres Sitzen durch anatomisch geformte Sitzfläche
- Einfache und schnelle Montage (nur 3 Schrauben)
- Schrauben sind bei diesem Produkt im Lieferumfang nicht enthalten.

Aquatec® Sansibar



- Erleichterte Intimhygiene durch großen Hygieneausschnitt
- Höhenverstellbare Stützbeine
- Ausgleich von Bodenunebenheiten durch feinjustierbare Füße
- 2 Höhenadapter im Lieferumfang enthalten, 3. Höhenadapter optional als Zubehör erhältlich
- Schrauben sind bei diesem Produkt im Lieferumfang nicht enthalten.

Invacare® H190 Bula



- Hochwertige Badewannenmatte
- Starke Fixierung in der Wanne durch eine Vielzahl an Saugnäpfen an der Unterseite der Matte
- Rutschfeste Oberfläche für einen sicheren Stand beim Baden bzw. Duschen
- Deckt den gesamten Wannenboden ab

Invacare® H112 Marina / H113 Marina XL

Bild zeigt **H112 Marina**



- Badewannenbrett
- Leicht zu reinigende, zu desinfizierende und rutschsichere Sitzfläche
- Zusätzliche Sicherheit des Nutzers durch stabilen Handgriff
- Praktischer Duschbrausehalter auf beiden Seiten (bei **H112 Marina**)

Technische Daten

Bestellnummer	Invacare® R8802	Aquatec® Sansibar	Invacare® H112 Marina	Invacare® H113 Marina XL	Invacare® H190 Bula
Duschklappsitz	R8802	9.10.101			
Badewannenbrett mit Handgriff			1541330		
Badewannenbrett XL				1471594	
Badewannenmatte					1526068 (VPE: 1 Stück) H190 (VPE: 6 Stück)
Hilfsmittelverzeichnisnummer		04.40.03.0014	04.40.02.0022		
Weiteres					
Gewicht	4,8 kg	2,6 kg	1,6 kg	2,8 kg	1,1 kg
Belastbarkeit	135 kg	130 kg	150 kg	200 kg	130 kg
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Lavendelblau

AQUATEC®

Invacare® / Aquatec®

Duschklappsitze, Badewannenbrett, Badewannenmatte

Trusted Solutions,
Passionate People

