

**Invacare® Kite®****LINX® CE**

HMV-Nr.: 18.50.04.0135 / 18.50.04.0136 (Heavy Duty Ausführung)

Benutzergewicht: **max. 136 kg**Benutzergewicht: **max. 160 kg** Heavy Duty-Ausführung**Grundpreis: 6.299,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
AVA0000	<b>Invacare® Kite®</b>	6.299,00
AVA0010	<i>Invacare® Kite® Heavy Duty</i> (bis 160 kg) inkl. 4-poligem Motor, 120A Power Modul und Federung mit hartem Dämpfungssystem (In Kombination mit Option 1093 nur bis max. 136 kg Benutzergewicht)	7.098,00
AVZ0000	<i>Invacare® Kite®</i> Sonderbau-Ausführung	auf Anfrage
AVZ0010	<i>Invacare® Kite® Heavy Duty</i> Sonderbau-Ausführung, (bis 160 kg) inkl. 4-poligem Motor, 120A Power Modul und Federung mit hartem Dämpfungssystem (In Kombination mit Option 1093 nur bis max. 136 kg Benutzergewicht)	auf Anfrage
<b>AVA2100</b>	<b>(1) MODULITE-SITZ</b>	◆
<b>Sitzrahmen und Sitzplatte</b>		
AVA2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
<b>Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen</b>		
AVA2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit elektr. Rückenwinkelverstellung in Verbindung mit Kinnsteuerung und elektr. abschwengbarer Halterung Rechts, Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)	○
AVA2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)	◆
AVA2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)	○
AVA2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitzhöhe 440 mm oder 460 mm in Verbindung mit Lichtenanlage Standard; nicht mit Positionierungsrücken Invacare Matrix, nicht mit Invacare Matrix Libra in Verbindung mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)	○
<b>Sitztiefe</b>		
AVA2132	410 mm (nicht mit Invacare Matrix Libra/MatrX Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, nur mit Standard Armlehnenpolster, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)	○
AVA2134	460 mm	◆
AVA2136	510 mm (nicht mit Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco)	○
<b>Sitzkissen</b>		
AVA2142	Invacare Invacare Matrix Flo-Tech Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) Invacare Invacare Matrix Flo-Tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg), (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	◆
AVA2143	Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, 430 x 430 mm (max. Nutzergewicht: 125 kg), (nicht mit Sitztiefe 510 mm, 560 mm)	219,00
AVA2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm)	499,00
AVA2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (max. Nutzergewicht 136 kg)	499,00

AVA2140	ohne Sitzkissen		-10,00
<b>Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare Matrix)</b>			
AVA2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3)		◆
<b>Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare Matrix)</b>			
AVA2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
<b>Schiebegriffe</b>			
AVA2107	Rücken mit Schiebegriffen		◆
AVA2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, Bedienung und Fahrpulhalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)		○
<b>Rückenkissen</b>			
AVA2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kopfsteuerung, Elan-Kopfstütze), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		◆
AVA2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Dartex), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnenpolster weich, Pelotten mit festem Polster, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Elan-Kopfstütze)		199,00
AVA2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)		164,00
AVA2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)		199,00
AVA2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 410 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		676,00
AVA2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		676,00
AVA2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		694,00
AVA2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite Deep, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		828,00
AVA2170	ohne Rückenpolster		-20,00
<b>Polsterfarbe</b>			
AVA2151	Schwarz (Nylon), (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)		◆
AVA2152	Schwarz (Dartex), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung)		○
AVA2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)		38,00
AVA2155	Schwarz (atmungsaktiv), (nicht mit Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Invacare Matrix Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)		○
<b>Seitenteile</b>			
AVA2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
AVA2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
AVA2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (nicht mit seitlichen Führungen)		99,00



Rücken: AVA 2171



Rücken: AVA 2172 bzw. 2173




Rücken: AVA 2174, 2175

AVA2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)		138,00
AVA2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex 3 Anpassrücken)		399,00
AVA2192	Mitlaufende Armlehnen (höhereinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)		499,00
AVA2194	Mitlaufende Armlehnen (höhereinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)		499,00
<b>Armlehnenpolster</b>			
AVA2195	Standard (325 mm)		◆
AVA2196	Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm)		49,00
AVA2197	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, Kopfsteuerung)		55,00
AVA2199	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)		99,00
<b>Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)</b>			
AVA2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		225,00
AVA2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		230,00
AVA2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		235,00
<b>Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)</b>			
AVA2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		225,00
AVA2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		230,00
AVA2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		235,00
<b>Montage-Material für seitliche Führungen</b>			
AVA2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
AVA2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
<b>Kopfstütze</b>			
AVA1350	Nackenkstütze, tiefeinstellbar (Dartex), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich, nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)		225,00
AVA1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich, nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)		324,00
AVA1427	Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (Dartex), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich, nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)		370,00
AVA2323	Elan-Kopfstütze (Std. Polster 150 mm breit), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		494,00
AVA2324	Elan-Kopfstütze (Std. Polster 260 mm breit), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		494,00
AVA2322	Elan-Kopfstütze (Std. Polster 355 mm breit), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)		494,00
AVA2325	Elan-Nackenkstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		504,00
AVA2326	Elan-Nackenkstütze (Polster 305 x 200 mm), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		504,00
AVA2327	Elan-4-Punkt-Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		698,00
AVA1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)		○
<b>SITZZUBEHÖR</b>			
<b>Pelotten</b>			
AVA1446	Pelotten, mit verlängertem Arm, festem Polster, Grau (Dartex), Paar, (nur für Rückenplatte Flex3), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)		292,00

AVA1445	Pelotten mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Grau (Dartex), Paar (nur für Flex3-Rücken), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)		318,00
<b>SITZVERSTELLUNGEN MODULITE-SITZ</b>			
<b>Sitzwinkelverstellung</b>			
AVA1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 12°)		◆
AVA1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°), max. Nutzergewicht 136 kg (nicht mit Sitzhöhe 440 mm)		890,00
AVA1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung (Sitzhöhe 460 mm)		1.090,00
<b>Sitzhöhe (nur bei manueller Sitzwinkelverstellung 0°-12° und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0°-20°)</b>			
AVA0331	460 mm (nicht mit Sitzbreite 530 mm in Verbindung mit Lichtenanlage Standard)		○
AVA0339	480 mm		○
AVA0381	500 mm		○
<b>Rückenwinkelverstellung</b>			
AVA0975	In Stufen winkleinstellbar (in 3,75°-Schritten)		◆
AVA0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung		1.090,00
<b>*** WENN SIE DAS GEWÜNSCHTE SITZSYSTEM INKL. SITZVERSTELLUNGEN GEWÄHLT HABEN, FAHREN SIE BITTE BEI DEN BEINSTÜTZEN FORT ***</b>			
AVA1145	<b>(2) MAX-SITZ</b> (nicht mit Standarbeinstütze 80°; Beinstütze manuell höhenverstellbar, Fahrpult REM400 / REM500, Kinnsteuerung, USB-Ladeanschluss, Taschenhaken, Bodypoint Positionierungsgurten)		949,00
<b>*** WENN SIE EINEN GEPÄCKTRÄGER WÜNSCHEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE AUSSCHLUSSTABELLE AM ENDE ***</b>			
<b>Sitzbreite 560 - 600 mm</b>			
AVA0383	Sitzrahmenbreite 550 mm (einstellbar über Seitenteile 560 - 600 mm), (nicht mit Tisch abschwenkbar)		◆
<b>Sitztiefe</b>			
AVA0317	Sitztiefe 510 - 580 mm		◆
<b>Sitzkissen</b>			
AVA1459	Max-Sitzkissen (550 x 635 mm)		◆
AVA1114	Ohne Sitzpolster (Sitzbrett 10 mm)		-10,00
<b>Schiebegriffe</b>			
AVA1306	Schiebegriffe, höhenverstellbar		◆
<b>Rückenpolster (Rückenhöhe 630 - 680 mm)</b>			
AVA1104	Anpassrücken (Dartex)		◆
AVA1107	Ohne Rückenpolster		-20,00
<b>Polsterfarbe</b>			
AVA0278	Grau Dartex		◆
<b>Armlehnen (inklusive verstärkter, tiefeinstellbarer Halterung)</b>			
AVA0606	Seitenteile höhenverstellbar (290-360 mm), gemessen ohne Sitzkissen, ohne Armlehnenpolster		◆
<b>Armlehnenpolster</b>			
AVA0649	Armlehnenpolster, verlängert (ca. 375 mm)		◆
<b>Kopfstütze</b>			
AVA1350	Kopfstütze einfach (Dartex)		225,00
AVA1427	Kopfstütze mit Kinn-Unterstützung (Dartex)		370,00
AVA1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex)		324,00
AVA1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19:2001 erfüllt, ist vorhanden)		○
<b>SITZVERSTELLUNGEN FÜR MAX-SITZ</b>			
<b>Sitzwinkelverstellung</b>			
AVA1002	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0°-12°)		◆
AVA1001	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0°-12°)		590,00
AVA1045	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0°-20°), (nicht mit Max-Sitz mit SH 460 mm und Max-Sitz mit SH 480 mm und Gepäckträger)		890,00
AVA1014	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 28°), (SH 500 mm mit Max-Sitz)		1.090,00

<b>Sitzhöhe (Werkseinstellung, nachträglich veränderbar)</b>			
	(nur bei manueller Sitzwinkelverstellung, elektr. Sitzwinkelverstellung 0-12° und 0-20°)		
AVA0331	460 mm (nicht mit Max-Sitz in Verb. mit elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-20°)		○
AVA0339	480 mm (nicht mit Max-Sitz in Verb. mit elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-20° und Gepäckträger)		○
AVA0381	500 mm		○
<b>Rückenwinkelverstellung (max. Verstellwinkel variiert mit unterschiedlichen Sitztypen)</b>			
AVA0959	Manuelle Rückenwinkelverstellung über Spindel (0° - 25°)		○
AVA0955	Rückenverstellung über Gasdruckfeder (0-20°)		498,00
AVA0947	Elektrische Rückenwinkelverstellung (0 - 30°)		1.090,00
<b>BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>			
<b>Beinstützenoberteile links</b>			
AVA0565	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze rechts, Fußbrett)		◆
AVA0575	Beinstütze manuell höhenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit Vari F, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)		99,00
AVA0536	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug), (nicht mit Standard-Beinstütze rechts, Beinstütze manuell höhenverstellbar rechts)		39,00
AVA0537	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nicht mit Standard-Beinstütze rechts, Beinstütze manuell höhenverstellbar, fester Fußplatte)		65,00
AVA0539	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit Standard-Beinstütze rechts, Beinstütze manuell höhenverstellbar rechts, fester Fußplatte, Fußbrett)		889,00
AVA0535	Ohne Beinstütze links		-35,00
<b>Beinstützenoberteile rechts</b>			
AVA0566	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)		◆
AVA0576	Beinstütze manuell höhenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich, rechts nicht mit Vari F, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)		99,00
AVA0546	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug), (nicht mit Standard-Beinstütze links, Beinstütze manuell höhenverstellbar links)		39,00
AVA0547	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nicht mit Standard-Beinstütze links, Beinstütze manuell höhenverstellbar, fester Fußplatte)		65,00
AVA0549	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit Standard-Beinstütze links, Beinstütze manuell höhenverstellbar links, fester Fußplatte, Fußbrett)		889,00
AVA0545	Ohne Beinstütze rechts		-35,00
<b>Fußplatten links</b>			
AVA0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil manuell höhenverstellbar, mit festem oder voreingestelltem Winkel)		◆
AVA0511	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links		107,00
<b>Fußplatten rechts</b>			
AVA0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil manuell höhenverstellbar, mit festem oder voreingestelltem Winkel)		◆
AVA0508	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts		107,00
<b>Fußbrett</b>			
AVA0522	Fussbrett, winkeleinstellbar (nur mit Beinstützen Vari F und Vari A, nicht mit Bordsteinheber)		300,00
<b>FAHRPULT</b>			
<b>Fahrpult LiNX</b>			
AVA2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆
AVA2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		749,00



AVA2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.199,00
AVA2270	Kippschaltermodul für REM400		399,00
<b>Fahrpulthalter für REM216 oder REM400</b>			
AVA1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts)		◆
AVA1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Links)		○
AVA1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts)		249,00
AVA1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Links)		249,00
AVA2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)		361,00
AVA2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)		361,00
AVZ2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<b>Fahrpulthalter für REM500 Display</b>			
AVA2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts)		○
AVA2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Links)		○
AVA2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts)		899,00
AVA2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Links)		899,00
AVZ2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<b>Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)</b>			
AVA2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)		599,00
AVA2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)		996,00
AVA1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar rechts)		◆
AVA1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar links)		○
AVA1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar rechts)		◆
AVA1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar links)		○
<b>Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>			



2219



2245



2231 / 2232

	Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau		
AVA2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)		799,00
AVA2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichtem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)		949,00
AVA2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)		○
AVA2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)		○
AVA2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		899,00
AVA2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		899,00
AVZ2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<b>Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>			
AVA2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138 (nicht mit Fahrpult REM216, Max-Sitz, Taschenhaken)		3.999,00
AVA1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628 (nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze 150 oder 255mm, Elan-Nackenstütze oder Elan-4-Punkt-Kopfstütze)		○
AVA1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL 628 (nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze 150 oder 255mm, Elan-Nackenstütze oder Elan-4-Punkt-Kopfstütze)		○
AVA1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulthalter für Begleitperson rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson rechts, Bedienung für Begleitperson und Halterung rechts, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, Stockhalter rechts)		1.999,00
AVA1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulthalter für Begleitperson links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson links, Bedienung für Begleitperson und Halterung links, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, Stockhalter links)		1.999,00
<b>Kopfsteuerung LiNX</b>			
AVA2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel (nur möglich ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, nicht mit Kinnsteuerung, Mini-Joystick MEC)		5.399,00
AVA2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel (nur möglich ohne Kopfstütze), (nicht mit Fahrpult REM216, nicht mit Kinnsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)		6.399,00
<b>Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)</b>			
AVA2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen		449,00
AVA2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer		899,00
<b>Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LINX + Halter</b>			
AVA2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g), (nicht mit Fahrpult REM216, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Taschenhaken)		4.499,00



2229



2230



2247



2249



2250

AVA2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Rechts, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts, Rückspiegel Rechts, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Rechts, REM500 in Verbindung mit Halterung Rechts)	549,00	
AVA2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Links, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Links, Rückspiegel Links, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Links, REM500 in Verbindung mit Halterung Links)	549,00	
AVA2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Rechts, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts oder Links, Rückspiegel Rechts, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Rechts, REM500 in Verbindung mit Halterung Rechts)	899,00	
AVA2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Links, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts oder Links, Rückspiegel Links, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Links, REM500 in Verbindung mit Halterung Links)	899,00	
AVA2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Rechts, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts oder Links, Rückspiegel Rechts, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Rechts, REM500 in Verbindung mit Halterung Rechts)	1.399,00	
AVA2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Links, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts oder Links, Rückspiegel Links, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Links, REM500 in Verbindung mit Halterung Links)	1.399,00	
AVZ2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	Auf Anfrage	
<b>LINX ZUBEHÖR</b>			
<b>Extra Bedieneinheiten</b>			
AVA2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker), (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)	499,00	
AVA2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, Rückspiegel rechts)	○	
AVA2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, Rückspiegel links)	○	
AVA2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts für Kinnsteuerung, Taschenhaken)	○	
AVA2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links für Kinnsteuerung, Taschenhaken)	○	
AVA2225	Ohne feste Montageposition	○	
AVA2252	Eingang für Klinkenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)	99,00	
<b>USB-Ladeanschluss</b>			
AVA2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Max-Sitz, Sitztiefe 410 oder 460 mm in Verbindung mit abnehmbaren oder mitlaufenden Seitenteilen und seitlichen Führungen, Bodypoint Positionierungsgurte)	249,00	
AVA2207	Montage rechts	○	



2251









2253



AVA2208	Montage links		○
<b>Weitere Komponenten / Zubehör</b>			
AVA2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
AVZ2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage
<b>Buddy Buttons (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)</b>			
AVA1685	Rot		144,00
AVA1686	Gelb		144,00
AVA1687	Grün		144,00
AVA1690	Blau		144,00
<b>Eierförmiger Button (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)</b>			
AVA2254	Schwarz		149,00
<b>Piko Buttons (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)</b>			
AVA1711	Rot		159,00
AVA1712	Gelb		159,00
AVA1713	Grün		159,00
AVA1714	Orange		159,00
AVA1715	Blau		159,00
AVA1716	Schwarz		159,00
<b>Bodypoint Joystickaufsätze</b>			
AVA2721	Tetragabel, 76 mm breit		135,00
AVA2722	Tetragabel, 102 mm breit		135,00
AVA2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		135,00
AVA2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		135,00
<b>FAHREINHEIT</b>			
<b>Farbwahl für Rahmen</b>			
AVA0228	Kristall-Schwarz		◆
AVA0252	Weiß		○
<b>Farbwahl für Abdeckung Gehäuse</b>			
AVA0242	Perl-Nachtblau		○
AVA0243	Silber-Metallic		○
AVA0224	Schwarz		○
AVA0204	Kirschrot		○
AVA0222	Weiß		◆
AVA0248	Wiesengrün		○
AVA0279	Gelb		○
<b>Farbwahl für Seitenteil</b>			
AVA0284	Perl-Nachtblau		49,00
AVA0285	Silber-Metallic		49,00
AVA0265	Schwarz		◆
AVA0261	Kirschrot		49,00
AVA0253	Weiß		49,00
AVA0250	Wiesengrün		49,00
AVA0254	Gelb		49,00
<b>Farbwahl Felgen</b>			
AVA0290	Weiß		49,00
AVA0292	Silber-Metallic		○
AVA0291	Schwarz		◆
<b>Vorderräder</b>			
AVA0804	10", Luftbereifung, Schwarz, abriebfrei		◆
AVA0805	10", pannensicher, Schwarz, abriebfrei		160,00
AVA0806	10", pannengeschützt, Schwarz, abriebfrei		181,00

<b>Hinterräder</b>			
AVA0704	14", Luftbereifung, Schwarz, abriebfrei		◆
AVA0705	14", pannensicher, Schwarz, abriebfrei		192,00
AVA0706	14", pannengeschützt, Schwarz, abriebfrei		170,00
<b>Dual Swing Technology</b>			
AVA1200	Dual Swing Technology - Dämpfungssystem		◆
<b>Hinterradfederung</b>			
AVA1217	Federung hinten mit weichem Dämpfungssystem (empfohlen für Benutzer bis 90 kg)		○
AVA1218	Federung hinten mit mittlerem Dämpfungssystem (empfohlen für Benutzer von 90 bis 136 kg)		◆
AVA1219	Federung hinten mit hartem Dämpfungssystem (empfohlen für Benutzer von 136 bis 160 kg), (nur in Verbindung mit Kite Heavy Duty)		○
<b>Motor, Batterie</b>			
AVA1282	Konventionelle Motoren 6 km/h		◆
AVA1283	Konventionelle Motoren 10 km/h (nur mit Lichtanlage klassisch)		799,00
AVA1259	2 x 60 Ah Gelbatterie		◆
AVA1364	2 x 73,5 Ah Gelbatterie		169,00
<b>Stabilitätsprogramm</b>			
AVA1215	G-Trac - elektr. Stabilitätsprogramm		799,00
<b>Ladegerät</b>			
AVA1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)		◆
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>			
<b>Kippschutz</b>			
AVA1205	Anti-Kippräder		◆
<b>Licht</b>			
AVA1367	Lichtanlage klassisch mit Blinkern, Leuchten vorn abschwenkbar (gem. StVZO), (nicht mit Modulite-Sitzbreite 530 mm mit Sitzhöhe 440 mm oder 460 mm; nicht mit Gepäckträger)		◆
AVA1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, Leuchten flexibel (nicht mit 10 km/h)		49,00
AVA1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h)		-200,00
<b>Heckmarkierungstafel</b>			
AVA1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v>6km/h), (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)		75,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>			
<b>Bordsteinheber</b>			
AVA1244	Bordsteinheber, einklappbar (nicht mit Fußbrett)		300,00
<b>Transportbefestigung</b>			
AVA1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)		○
AVA1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19 (In Kombination mit der elektrischen Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung (1093) nur bis max. 136 kg Benutzergewicht für HD Version)		◆
<b>Haltegurt</b>			
AVA1329	Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage am Rücken		59,00
AVA2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)		59,00
<b>Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)</b>			
AVA2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		169,00
AVA2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		165,00
AVA2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		125,00



AVA2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		119,00	
AVA2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		99,00	
AVA2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		95,00	
<b>Rückspiegel</b>				
AVA1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display rechts, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer rechts, Halter für MEC mit Handauflage Rechts oder mittig inkl. Handauflage und nach Rechts abschwenkbar)		47,00	 1415/1339
AVA1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display links, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer links, Halter für MEC mit Handauflage Links oder mittig inkl. Handauflage und nach Links abschwenkbar)		47,00	
<b>ZUBEHÖR</b>				
<b>Taschenhaken</b>				
AVA2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung), (nicht mit Rückenplatte Flex3, Max-Sitz, Fahrpulhalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson)		119,00	
<b>Gepäckträger</b>				
AVA1438	Gepäckträger (nicht mit Lichtanlage klassisch, Max-Sitz in Verbindung mit el. Sitzwinkelverst. 0°-20° und Sitzhöhe 480 mm)		99,00	
<b>Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson. Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)</b>				
AVA1312	Stockhalter rechts		34,00	
AVA1363	Stockhalter links		34,00	
<b>Radspritzschutz</b>				
AVA1416	Radspritzschutz vorn, Schwarz		69,00	
AVA1417	Radspritzschutz hinten, Schwarz		99,00	
<b>Tisch</b>				
AVA1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulhalter Rechts, REM500 mit Halter abschwenkbar Rechts oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Rechts, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Rechts)		316,00	 1404/1405
AVA1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulhalter Links, REM500 mit Halter abschwenkbar Links oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Links, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Links)		316,00	
<b>Werkzeugset</b>				
AVA1333	Werkzeugset (inkl. 2 x Schraubendreher, 3 x Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel und Hauptsicherung)		29,00	
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>				
1607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		150,00	1333 
<b>SONDERBAU</b>				
<b>Sonderbau</b>				
AVZ1300	Bitte geben Sie Ihre Sonderbauwünsche an. Preis nach Anfrage		auf Anfrage	
	Max-Sitz SB 550 - 600 mm, el. Sitzwinkelverstellung, 0 - 20°			
SH 460 mm				
SH 480 mm				
SH 500 mm				