



Wendig wie kein anderer



Der Rollator für zu Hause und unterwegs

- Leichtestes Fahren durch optimalen, körpernahen Schwerpunkt
- Hohe Wendigkeit durch drei Leichtlaufräder, v.a. Indoor
- Individuelle Anpassung der Handgriffe an den Nutzer
- Platz sparend klappbar für einfachen Transport
- Tasche kann beim Falten am Gehrad bleiben
- Pannensichere Bereifung
- Belastbarkeit bis 135 kg

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ 1452069 Ergonomischer Handgriff, Paar
- ❷ 1515540 Tasche
- ❸ 1452451 Rad komplett

Merkmale und Optionen



Geräumige, flexible Tasche. S\*



Pannensichere Bereifung. S\*



Fester, standardmäßiger Korb. S\*

S\* = Serienausstattung  
O\* = Optional

Technische Daten

Invacare® P429/2 Delta	Bestellnummer
	1515533
Hilfsmittelverzeichnisnummer	10.50.04.0018
Weiteres	
Gesamthöhe	83 - 95 cm
Gewicht	6 kg
Belastbarkeit	135 kg
Farbe	Rot

Korb, Tablett und Tasche sind im Lieferumfang enthalten. Passendes Zubehör finden Sie ab S. 205

